

INSTRUKSI KERJA

PEMBUATAN PANEL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL INFEKSI MENULAR LEWAT TRANSFUSI DARAH

NO DOKUMEN	:	UDDP-LITBANG-L3-002
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	20 Januari 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	20 Januari 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☒ SALINAN NO: 01

Disusun oleh: Mawang Wulan Ramadanti, A. Md.Kes. Staff Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 6 Januari 2025
Diperiksa oleh : Adi Teguh Prabowo, AMAK, S.Si. Kepala Sub. Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 9 Januari 2025
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed. Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 14 Januari 2025
Disahkan oleh: dr. Sri Hartaty, M. Biomed. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 17 Januari 2025

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMBUATAN PANEL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL INFEKSI MENULAR LEWAT TRANSFUSI DARAH		Halaman 1 dari 4 Nomor : UDDP-LITBANG-L3-002 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal Berlaku: 20-Jan-2025 Tanggal kaji ulang : 20-Jan-2027

1. Tujuan

Intruksi kerja ini menjelaskan proses pembuatan panel PME IMLTD

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh petugas Sub Bidang Rujukan dan Litbang yang melakukan pembuatan panel PME untuk IMLTD

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Bahan Baku untuk Pembuatan Panel PME IMLTD

Kualitas bahan baku yang digunakan untuk pembuatan PME IMLTD

- 3.1.1 Program PME harus memenuhi kebutuhan peserta laboratorium untuk menilai tes yang rutin dilakukan
- 3.1.2 Bahan baku harus diperoleh dari kantong darah donor dikarenakan darah donor sangat ideal digunakan sebagai bahan
- 3.1.3 Wadah tabung *cryo* dengan volume 1.0 mL dan anti bocor serta menggunakan tutup *sealant O-ring*
- 3.1.4 Label jelas menggunakan perekat berkualitas tinggi
- 3.1.5 Kondisi tidak hemolisis, lipemik, terkontaminasi bakteri maupun ada bekuan fibrin
- 3.1.6 Telah di validasi terhadap kestabilan kualitas panel hingga batas akhir pengisian hasil yang dilakukan oleh peserta

3.2 Peralatan Pembuatan Panel PME IMLTD

Kualitas peralatan yang digunakan untuk pembuatan panel PME IMLTD:

- 3.2.1. Butir 4.1 Peraturan BPOM No, 11 Tahun 2025
Semua peralatan harus diidentifikasi, dikualifikasi, dikalibrasi, dan dipelihara agar sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Instruksi pengoperasian harus tersedia dan catatan yang sesuai disimpan
- 3.2.2. Butir 4.7 Peraturan BPOM No, 11 Tahun 2025
SPO penggunaan, perawatan, perbaikan, pembersihan, dan sanitasi alat harus tersedia

3.3 Reagensia Pembuatan Panel PME IMLTD

Kualitas reagensia yang digunakan untuk pembuatan panel PME IMLTD:

- 3.3.1 Butir 4.18 Peraturan BPOM No, 11 Tahun 2025
Hanya reagen dan bahan dari pemasok yang disetujui yang memenuhi persyaratan dan spesifikasi terdokumentasi yang boleh digunakan. Bahan dan reagensia tersebut seharusnya memenuhi persyaratan legal alat kesehatan

4. Referensi

- 4.1 *Establishing External Quality Assessment Programmes for Screening of Donated Blood for Transfusion-Transmissible Infections (Implementation Guide)*, WHO. 2016

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMBUATAN PANEL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL INFEKSI MENULAR LEWAT TRANSFUSI DARAH		Halaman 2 dari 4 Nomor : UDDP-LITBANG-L3-002 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal Berlaku: 20-Jan-2025 Tanggal kaji ulang : 20-Jan-2027

- 4.2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.3 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Pengelola Darah dan Bank Plasma

5. Peralatan dan Bahan

5.1 Peralatan:

- 5.1.1 *Abbott Architect i2000SR*
- 5.1.2 *Refrigerator*
- 5.1.3 *Mikropipet 1000 uL*
- 5.1.4 *Freezer*
- 5.1.5 *Centrifuge*
- 5.1.6 *Komputer*
- 5.1.7 *Printer*

5.2 Bahan

- 5.2.1 *Abbott Architect Reagent*
- 5.2.2 *Pree-trigger*
- 5.2.3 *Trigger*
- 5.2.4 *Wash buffer*
- 5.2.5 *Probe Conditioning Solution*
- 5.2.6 *RV (Reaction Vessel)*
- 5.2.7 *Sample Cup*
- 5.2.8 *Tabung Cryo*
- 5.2.9 *Panel darah lengkap (whole blood)*
- 5.2.10 *Tabung Reaksi*
- 5.2.11 *Box PME*
- 5.2.12 *Stiker PME*
- 5.2.13 *Blue tips*
- 5.2.14 *Tempat limbah infeksius*

MASTER

DAKUMEN TERKENDALI
Salinan No.

6. Instruksi Kerja

6.1 Pemilihan Bahan Baku

- 6.1.1 Siapkan kantong plasma yang berkualitas sebagai bahan baku yang dapat digunakan hingga periode pemeriksaan dan pengisian hasil PME berlangsung
- 6.1.2 Pastikan bahwa bahan baku tersebut bebas dari adanya bekuan (*clot*), lisis, lipemik serta kekeruhan yang dapat mengganggu proses pemeriksaan serta hasil yang tidak valid
- 6.1.3 Pastikan bahan baku mencukupi untuk seluruh jumlah peserta ditambah dengan cadangan sebagai antisipasi panel hilang dalam pengiriman, rusak, pengujian ulang dan kendala lainnya yang membutuhkan pengiriman panel ulang ke peserta

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMBUATAN PANEL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL INFEKSI MENULAR LEWAT TRANSFUSI DARAH		Halaman 3 dari 4 Nomor : UDDP-LITBANG-L3-002 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal Berlaku: 20-Jan-2025 Tanggal kaji ulang : 20-Jan-2027

6.2 Penentuan Karakteristik

- 6.2.1 Siapkan bahan baku plasma yang telah ditentukan yang harus mencakup hasil uji saring non reaktif dan reaktif
- 6.2.2 Pastikan bahan baku dengan hasil uji saring reaktif harus mencakup 4 (empat) parameter wajib IMLTD (HIV, HBsAg, HCV dan Sifilis) dalam 1 (satu) set panel setiap periode pelaksanaan PME
- 6.2.3 Buat susunan set panel non reaktif dan reaktif yang urutannya selalu berbeda-beda disetiap periode untuk menghindari adanya prediksi dari peserta
- 6.2.4 Pastikan status serologis/karakteristik bahan baku setidaknya dikonfirmasi dengan 2 (dua) alat/merek pengujian uji saring IMLTD yang berbeda dan menunjukkan hasil yang sama

6.3 Pelabelan Tabung Cryo

- 6.3.1 Siapkan wadah tabung *cryo* dengan volume 1.0 mL dan anti bocor serta menggunakan tutup sealant *O-ring*
- 6.3.2 Beri label secara jelas menggunakan perekat berkualitas tinggi yang mencakup:
 - 6.3.2.1 Identitas penyelenggara PME
 - 6.3.2.2 Nama program PME
 - 6.3.2.3 Nomor atau kode
 - 6.3.2.4 Suhu penyimpanan yang disarankan
 - 6.3.2.5 Nomor *lot/batch* program PME yang sedang berlangsung

6.4 Pengisian Bahan Baku Menjadi Panel

- 6.4.1 Siapkan tabung *cryo* sesuai dengan kebutuhan
- 6.4.2 Siapkan setidaknya berjumlah 8 (delapan) tabung *cryo* (5-10 tabung) untuk masing-masing peserta agar dapat mengidentifikasi adanya kesalahan acak dan kesalahan sistematis
- 6.4.3 Pipet 1.0 mL bahan baku ke dalam tabung *cryo* sesuai dengan kunci jawaban yang telah ditentukan
- 6.4.4 Tutup rapat tabung *cryo* menggunakan tutup yang sesuai
- 6.4.5 Susun tabung *cryo* yang sudah menjadi panel panel ke dalam *box* PME

6.5 Verifikasi Homogenisasi dan Stabilitas

- 6.5.1 Ambil secara acak set panel PME yang sudah siap didistribusikan setidaknya 2 (dua) set untuk memverifikasi ada atau tidaknya perubahan hasil karakteristik pada panel
- 6.5.2 Lakukan pemeriksaan pada seluruh set panel terhadap 4 (empat) parameter hingga batas akhir waktu pengisian hasil
- 6.5.3 Letakkan 2 (dua) set panel tersebut pada penyimpanan yang berbeda, yaitu pada suhu 2-6°C dan suhu ruang, serta lakukan pemeriksaan harian untuk melihat ada dan tidaknya perubahan hasil pada panel tersebut

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMBUATAN PANEL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL INFEKSI MENULAR LEWAT TRANSFUSI DARAH		Halaman 4 dari 4 Nomor : UDDP-LITBANG-L3-002 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal Berlaku: 20-Jan-2025 Tanggal kaji ulang : 20-Jan-2027

7. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan perubahan
001	20 Jan 2025	1. WHO, 2004 2. WHO, 2016 3. PMK No. 91 Tahun 2015 4. Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025	Dokumen baru

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Selaman No -