

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PERSIAPAN PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD

NO DOKUMEN	: UDDP-IMLTD-L2-002
VERSI	: 002
TANGGAL BERLAKU	: 15 JANUARI 2025
TANGGAL KAJI ULANG	: 15 JANUARI 2025
STATUS DOKUMEN	: MASTER : ☐ SALINAN NO : ☐

Disusun oleh: Mawang Wulan Ramadanti, A.Md.Kes Staf Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 06 JANUARI 2025
Diperiksa oleh : Adi Teguh Prabowo, AMAK, S.Si Kepala Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 10 JANUARI 2025
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed. Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 13 JANUARI 2025
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M. Biomed. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 15 JANUARI 2025



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PERSIAPAN PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD		Halaman 1 dari 4 Nomor : UDDP-IMLTD-L2- 002 Versi : 002 Tanggal berlaku : 15 Jan 2025 Tanggal kaji ulang : 15 Jan 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini menjelaskan proses kegiatan dalam persiapan pemeriksaan uji saring Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD).

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh seluruh staf Sub Bidang Rujukan dan Litbang yang terlibat dalam kegiatan persiapan pemeriksaan uji saring IMLTD.

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Sampel untuk Uji Saring IMLTD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 3.1.1 Sampel berupa darah lengkap/*whole blood* dalam tabung yang akan dipisahkan sebagai serum atau plasma
- 3.1.2 Sampel ditampung dalam tabung vakum/tidak vakum yang berukuran 12x75 mm
- 3.1.3 Tabung sampel terbuat dari bahan plastik yang dilengkapi dengan tutup dengan antikoagulan maupun tidak
- 3.1.4 Memiliki label berupa *barcode*/etiket yang berisi: tanggal pengambilan, nomor kantong darah dan tempat pengambilan
- 3.1.5 Disertai formulir pengiriman sampel darah yang berisi: nomor urut, nomor kantong darah, tanggal pengambilan, asal sampel, diperiksa dan ditandatangani dengan jelas nama petugas pengirim dan petugas yang menerima sampel
- 3.1.6 Sampel darah tidak boleh hemolisis, lipemik, terkontaminasi bakteri maupun ada bekuan fibrin
- 3.1.7 Memiliki masa simpan maksimal kurang dari 3 hari pada suhu 2-6°C
- 3.1.8 Volume spesimen minimal ± 3 mL

3.2 Peralatan untuk Uji Saring IMLTD harus memenuhi persyaratan berikut:

- 3.2.1 Memiliki ijin edar dari badan yang berwenang (Kemenkes)
- 3.2.2 Telah Lulus evaluasi oleh salah satu badan berwenang (Kementerian Kesehatan, WHO, CE Marked, TGA Australia, PEI-Jerman, US-FDA dan UDDP)
- 3.2.3 Memiliki dokumentasi kualifikasi dan validasi peralatan dari vendor
- 3.2.4 Memiliki dokumentasi pemeliharaan peralatan secara rutin
- 3.2.5 Telah dikalibrasi secara berkala dan masa kalibrasi masih berlaku
- 3.2.6 Divalidasi sebelum digunakan

3.3 Reagensia untuk Uji Saring IMLTD harus memenuhi persyaratan berikut:

- 3.3.1 Bahan dan reagen yang digunakan seharusnya hanya berasal dari pemasok yang telah disetujui
- 3.3.2 Bahan dan reagen memenuhi persyaratan serta spesifikasi yang ditetapkan
- 3.3.3 Bahan dan reagen tersebut seharusnya memenuhi persyaratan legal alat kesehatan
- 3.3.4 Memiliki ijin edar dan telah dievaluasi dari badan yang berwenang (EU, CE Marked, ISO, Kemenkes, UDDP)

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PERSIAPAN PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD		Halaman 2 dari 4 Nomor : UDDP-IMLTD-L2- 002 Versi : 002
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal berlaku : 15 Jan 2025 Tanggal kaji ulang : 15 Jan 2027

- 3.3.5 Memiliki instruksi kerja/leaflet pada setiap reagensia dan kit tes (cek kesesuaian antara insert kit dengan reagen)
- 3.3.6 Divalidasi sebelum digunakan
- 3.3.7 Semua reagensia harus diberi tanggal dan diberi inisial oleh petugas saat membuka atau menyiapkan dan menyimpan sesuai dengan instruksi pabrik

4. Referensi

- 4.1 PMK No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 PerKa BPOM No. 10 Tahun 2017 tentang Penerapan CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 Uji Saring IMLTD merupakan salah satu tahap di dalam pengelolaan darah yang dilakukan oleh Palang merah Indonesia (PMI) untuk mendapatkan darah yang aman bagi pengguna darah dengan menyaring beberapa penyakit infeksi yang menular lewat transfusi darah.
- 5.2 IMLTD adalah Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah.

6. Peran Dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung jawab
Manajer Kualitas	- Mengesahkan SPO Persiapan Pemeriksaan Uji Saring IMLTD - Memberikan nomor register pada formulir dan SPO - Memastikan bahwa inspeksi kegiatan dalam SPO ini termasuk audit internal reguler berjalan baik
Kepala Bidang Pelayanan Darah	- Menyetujui SPO Persiapan Pemeriksaan Uji Saring IMLTD - Memastikan proses persiapan sampel uji saring IMLTD berjalan baik dan sesuai prosedur
Kepala Sub Bidang Rujukan dan Litbang	- Memeriksa SPO Persiapan Pemeriksaan Uji Saring IMLTD - Mengawasi proses persiapan pemeriksaan uji saring IMLTD. - Menjelaskan SPO ini kepada seluruh staf di sub bidang Rujukan dan Litbang - Periksa pencatatan dan dokumentasi persiapan untuk uji saring IMLTD setiap minggu dan bulannya secara periodik untuk memastikan bahwa semua kegiatan telah terlaksana dan tercatat.



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PERSIAPAN PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD		Halaman 3 dari 4 Nomor : UDDP-IMLTD-L2- 002 Versi : 002 Tanggal berlaku : 15 Jan 2025 Tanggal kaji ulang : 15 Jan 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

	• Periksa dan memastikan bahwa setiap persiapan pemeriksaan sesuai dengan SPO persiapan uji saring IMLTD. • Tanda Tangan konfirmasi bahwa telah diperiksa.
Staf Sub Bidang Rujukan dan Litbang	• Menyusun/ mengkaji ulang SPO Persiapan Pemeriksaan Uji Saring IMLTD • Melakukan persiapan pemeriksaan uji saring IMLTD sesuai dengan SPO • Melakukan validasi terhadap kegiatan pada persiapan pemeriksaan uji saring IMLTD • Melakukan pencatatan dan dokumentasi setiap formulir yang telah ditandatangani dengan lengkap dan disahkan oleh penanggung jawab

7. Prosedur

7.1 Persiapan sampel darah untuk uji saring IMLTD

- 7.1.1 Gunakan alat pelindung diri (APD) ketika mempersiapkan sampel darah untuk uji saring IMLTD
- 7.1.2 Pastikan bahwa sampel darah uji saring telah dilengkapi Formulir Serah Terima Sampel (UDDP-PDD-L4-022)
- 7.1.3 Pastikan bahwa sampel darah untuk pemeriksaan uji saring IMLTD telah cocok sesuai dengan Formulir Validasi Sampel (UDDP-IMLTD-L4-008) sebelum dilakukan penanganan atau persiapan
- 7.1.4 Pastikan sampel darah sudah ditempatkan pada rak khusus dan diurutkan sesuai dengan formulir
- 7.1.5 Siapkan *centrifuge* sesuaikan dengan ukuran dari tabung sampel dan letakan tabung sampel yang akan dilakukan pemisahan ke dalam *centrifuge* dengan posisi yang seimbang
- 7.1.6 Lakukan sentrifugasi sampel dengan kecepatan 3500 rpm selama 15 menit
- 7.1.7 Letakkan sampel pada rak semula sesuai dengan urutan pada formulir pengiriman sampel
- 7.1.8 Lakukan pengecekan kondisi sampel setelah disentrifugasi sebagai validasi sampel sebelum digunakan untuk pemeriksaan uji saring meliputi: kejernihan, berwarna kuning muda, tidak hemolisis, tidak lipemik, tidak berwarna kehijauan dan tidak berbau.
- 7.1.9 Simpan sampel pada refrigerator suhu 2-6°C apabila belum digunakan untuk pemeriksaan uji saring IMLTD maksimal 3 hari. Apabila pemeriksaan ditunda, plasma dipisahkan dari sel darah merah nya dan disimpan dalam refrigerator suhu 2-6°C maksimal 7 hari

7.2 Persiapan peralatan untuk uji saring IMLTD

- 7.2.1 Gunakan alat pelindung diri ketika mempersiapkan peralatan untuk uji saring IMLTD



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PERSIAPAN PEMERIKSAAN UJI SARING IMLTD		Halaman 4 dari 4 Nomor : UDDP-IMLTD-L2- 002 Versi : 002 Tanggal berlaku : 15 Jan 2025 Tanggal kaji ulang : 15 Jan 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

- 7.2.2 Pastikan bahwa seluruh peralatan untuk uji saring IMLTD telah dilakukan validasi sebelum digunakan sesuai dengan Ceklist Persiapan Peralatan (UDDP-IMLTD-L4-003)
- 7.2.3 Pastikan bahwa seluruh kebutuhan bahan habis pakai telah terpenuhi sebelum dilakukan pemeriksaan
- 7.3 Persiapan reagensia uji saring IMLTD**
- 7.3.1 Gunakan alat pelindung diri (APD) ketika mempersiapkan reagensia untuk uji saring IMLTD
- 7.3.2 Pastikan bahwa seluruh reagensia untuk uji saring IMLTD telah dilakukan validasi sebelum digunakan sesuai dengan Ceklist Persiapan Reagensia (UDDP-IMLTD-L4-004)
- 7.3.3 Pastikan bahwa telah dilakukan kalibrasi terhadap reagensia yang baru
- 7.3.4 Melakukan pengujian bahan kontrol reagen pada kit (negatif dan positif kontrol) setiap hari sesuai leaflet (bahan internal kontrol dikerjakan setiap hari atau setiap 24 jam).
- 7.3.5 Melakukan pengujian dengan bahan internal kontrol yang dibuat sendiri yang diperlakukan seperti sampel uji setiap hari dan dicatat lalu dibuat *Grafik Levey Jennings* (ditinjau setiap bulan)
- 7.3.6 Laporkan reagensia yang menyimpang dari spesifikasi dan pengujian dengan mencatat nomor lot reagensia dan jangan digunakan untuk pemeriksaan

8. Dokumen Terkait

9. Lampiran

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 9.1 Formulir Serah Terima Sampel | (UDDP-PDD-L4-022) |
| 9.2 Formulir Validasi Sampel | (UDDP-IMLTD-L4-008) |
| 9.3 Ceklist Persiapan Peralatan | (UDDP-IMLTD-L4-003) |
| 9.4 Ceklist Persiapan Reagensia | (UDDP-IMLTD-L4-004) |

10. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan perubahan
001	01/12/2022		Dokumen baru
002	15/01/2025	PerKa BPOM No.10 Tahun 2017	- Struktur Organisasi UDD dan Referensi - Perubahan nomor dokumen (Instruksi Kerja, formulir dan ceklis)