

INSTRUKSI KERJA PEMISAHAN DAN PENGARSIPAN SAMPEL PuF

NO DOKUMEN	:	UDDP-IMLTD-L3-003
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	14 Januari 2025
TANGGAL REVIEW	:	14 Januari 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : ☐ SALINAN NO : ☒

Disusun oleh: Mawang Wulan Ramadanti, A.Md.Kes Staf Rujukan Dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 06 Januari 2025
Diperiksa oleh: Adi Teguh Prabowo, AMAK, S.Si Kasub. Bidang Rujukan Dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 08 Januari 2025
Disetujui oleh: dr. Nova Surya Indah Hippy, M.Biomed Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 13 Januari 2025
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M. Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 14 Januari 2025

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMISAHAN DAN PENGARSIPAN SAMPEL PuF		Halaman 1 dari 2 Nomor : UDDP-IMLTD-L3-003 Versi : 001 Tanggal berlaku: 14 Jan 2025 Tanggal kaji ulang: 14 Jan 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

1. Tujuan

Intruksi kerja ini menjelaskan proses pemisahan serum/plasma sampel darah merah untuk pengarsipkan sampel untuk PuF

2. Ruang Lingkup

IK ini akan digunakan oleh petugas yang memiliki kompetensi di lingkungan UDD Pusat PMI yang ditunjuk atau diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan dalam memisahkan serum/plasma dan sel darah merah untuk pengarsipkan sampel PuF

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Sampel pasien/donor berupa darah lengkap 3 mL, memiliki identitas dan tidak hemolysis

4. Referensi

4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah

5. Definisi dan singkatan

5.1 APD: Alat Pelindung Diri

5.2 PuF: Plasma Untuk Fraksionasi

6. Peralatan

6.1 Rak Tabung

6.2 Mikropipet

6.3 *Centrifuge*

6.4 Tabung reaksi dan tutup

7. Bahan

7.1 *Blue Tip*

7.2 *Styrofoam*

7.3 Kantong limbah kuning/*biohazard*

8. Prosedur Pemeriksaan

8.1 Gunakan APD untuk melakukan pengecekan kondisi alat dan laboratorium

8.2 Pastikan bahwa sampel darah telah diberi label berupa *barcode* disertai nomor kantong dengan jelas sesuai dengan formulir serah terima sampel penerimaan dan pengiriman (UDDP-PDD-L4-022) dari bagian pengambilan darah

8.3 Lakukan validasi penerimaan sampel berupa jumlah, kecocokan serta kondisi sampel

8.4 Lakukan prosedur serah terima sampel darah sesuai dengan (UDDP-IMLTD-L2- 001)

8.5 Lakukan pemisahan sampel PuF dengan hasil non reaktif pada pemeriksaan CLIA dan NAT dengan memisahkan serum/plasma dengan sel darah merah

8.5.1 Lakukan *centrifugasi* terlebih dahulu terhadap sampel yang akan dipisahkan dengan *centrifuge* kecepatan 3000 rpm selama 10-15 menit

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No: 01

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMISAHAN DAN PENGARSIPAN SAMPEL PuF		Halaman 2 dari 2 Nomor : UDDP-IMLTD-L3-003 Versi : 001 Tanggal berlaku: 14 Jan 2025 Tanggal kaji ulang: 14 Jan 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan dan Litbang	

- 8.5.2 Siapkan tabung baru yang telah diberi label *barcode* sesuai dengan formulir serah terima sampel penerimaan dan pengiriman (UDDP-PDD-L4-022) dari bagian pengambilan darah
- 8.5.3 Ambil tabung berisi darah lengkap yang telah di *centrifugasi*
- 8.5.4 Pisahkan serum/plasma dengan sel darah merah menggunakan mikro pipet
- 8.5.5 Masukkan semua plasma/serum yang telah diambil menggunakan mikro pipet ke dalam tabung yang sudah disiapkan
- 8.5.6 Tutup tabung yang telah berisi serum/plasma menggunakan tutup tabung plastik
- 8.5.7 Letakkan tabung ke *Styrofoam* sampel PuF (*Styrofoam* telah diberi identitas tanggal dan jumlah sampel)
- 8.5.8 Lakukan langkah 3-7 pada semua sampel PuF
- 8.6 Lakukan pengarsipan sampel PuF ke *freezer* dengan suhu minimum -25°C selama 1 (satu) tahun
- 8.7 Lakukan serah terima sampel ke bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma setelah 1 (satu) tahun dengan Formulir serah terima arsip PuF (UDDP-IMLTD-L4-008) untuk di arsipkan selama 9 (sembilan) tahun oleh Sub Bidang Bahan baku Fraksionasi Plasma.

9. Lampiran

- 9.1 Formulir serah terima sampel penerimaan dan pengiriman (UDDP-PDD-L4-022)
- 9.2 Formulir serah terima sampel arsip PuF (UDDP-IMLTD-L4-008)

10. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan perubahan
001	14 Januari 2025	CPOB	Dokumen baru

