

INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH A, B, O DAN RHESUS METODE PAPER SLIDE

NO DOKUMEN	:	UDDP-PDD-L3-004
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	18 NOVEMBER 2024
TANGGAL KAJI ULANG	:	18 NOVEMBER 2026
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : ☐ SALINAN NO : 01

Disusun oleh: Pesta Desima Pardede, S.Kep Staff Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 12 November 2024
Diperiksa oleh : Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes Kasie. Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 13 November 2024 MASTER
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M.Biomed Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 14 November 2024
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M.Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 18 November 2024

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan NO : 01



**Palang
Merah
Indonesia**

Unit Donor Darah Pusat

**INSTRUKSI KERJA
PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH
A, B, O DAN RHESUS
METODE PAPER SLIDE**

Sub. Bidang
Penyediaan Darah

Bidang
Pelayanan Darah

Halaman 1 dari 3
Nomor : UDDP-PDD-L3-004
Versi : 002
Tgl. berlaku : 18 Nov 2024
Tgl. kaji ulang : 18 Nov 2026

1. Tujuan

Instruksi kerja (IK) ini menjelaskan proses pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh petugas seleksi donor pada saat pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus calon pendonor

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Butir 7.31 Pemeriksaan Fisik, Kriteria Kesehatan Donor dan Keberterimaan Donor

Berdasarkan peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh ORN, pemeriksaan fisik dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan terlatih di bawah pengawasan dokter berizin. ORN, setelah berkonsultasi dengan UTD dan Pusat Plasmaferesis, hendaklah menetapkan kriteria kesehatan dan batas keberterimaan pada saat pemeriksaan fisik seperti pengukuran hemoglobin, tekanan darah, berat badan, usia, denyut nadi dan suhu atau kriteria lain yang dipertimbangkan untuk menjaga keamanan komponen darah atau donor.

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 PerKa No 10 tahun 2018 Pedoman CPOB untuk unit penyedia darah

5. Definisi dan Singkatan

5.1 Definisi

- 5.1.1 Petugas Seleksi donor adalah petugas yang sudah terlatih melakukan pemeriksaan golongan darah pendonor darah
- 5.1.2 ABO adalah jenis golongan darah pada sistem penggolongan A,B, AB dan O
- 5.1.3 Rhesus adalah jenis golongan darah pada sistem Rhesus

5.2 Singkatan

- 5.2.1 IK : Instruksi Kerja
- 5.2.2 PerKa : Peraturan Kepala
- 5.2.3 CPOB : Cara Pembuatan Obat Benar

STARTED

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No : 01

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH A, B, O DAN RHESUS METODE PAPER SLIDE		Halaman 1 dari 3 Nomor : UDDP-PDD-L3-004 Versi : 002 Tgl. berlaku : 18 Nov 2024 Tgl. kaji ulang : 18 Nov 2026
	Sub. Bidang Penyediaan Darah	Bidang Pelayanan Darah	

6. Peralatan dan Bahan Habis Pakai

6.1 Peralatan

Wadah limbah infeksius

6.2 Bahan Habis Pakai

Paper slide

Batang pengaduk

Botol limbah jarum

Plastik limbah infeksius

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No : 01

6.3 Reagensia

Test sera Anti-A

Test sera Anti-B

Test sera Anti-D

MASTER

7. Prosedur

- 7.1 Lakukan dekontaminasi meja kerja menggunakan alkohol 70 % sebelum dan sesudah digunakan.
- 7.2 Siapkan peralatan, bahan habis pakai dan reagensia pemeriksaan golongan darah A, B, O dan Rhesus.
- 7.3 Lakukan validasi reagensia anti sera sebelum digunakan dengan memeriksa masa kadaluarsa dan kejernihan anti sera.
- 7.4 Siapkan reagensia dalam *cool box* berisi *ice pack* yang dilengkapi dengan termometer suhu sebagai kontrol suhu *cool box* yang tercatat dan ditukar dengan reagensia baru per tiga jam.
- 7.5 Ambil darah donor menggunakan *capillary tube* sebanyak $\frac{3}{4}$ *capillary tube*.
- 7.6 Teteskan satu tetes darah donor pada permukaan *paper slide* di tiga tempat yang tersedia dari kiri ke kanan berurutan untuk Anti-A, Anti-B, dan Anti-D.
- 7.7 Teteskan Anti-A, Anti-B dan Anti-D masing-masing dua tetes di atas tetesan darah donor.
- 7.8 Aduk dengan batang pengaduk masing-masing campuran darah donor dengan tes sera (1 batang pengaduk untuk satu campuran darah donor dengan tes sera) dan homogenkan.
- 7.9 Baca dan catat hasil pemeriksaan.

Pembacaan hasil :

Aglutinasi : ada antigen pada sel darah merah donor

Tidak Aglutinasi : tidak ada antigen pada sel darah merah donor

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH A, B, O DAN RHESUS METODE PAPER SLIDE		Halaman 1 dari 3 Nomor : UDDP-PDD-L3-004 Versi : 002 Tgl. berlaku : 18 Nov 2024 Tgl. kaji ulang : 18 Nov 2026
	Sub. Bidang Penyediaan Darah	Bidang Pelayanan Darah	

7.10 Interpretasi Hasil

Anti - A	Anti - B	Golongan Darah	Anti - D	Rhesus
+	-	A	+	Positif
-	+	B	-	Negatif
-	-	O		
+	+	AB		

8. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan
001	14 – 11 - 2022	PMK dan CPOB	Dokumen Baru

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No : 01