

INSTRUKSI KERJA

PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN PLASMA EKSTRAKTOR

NO DOKUMEN	:	UDDP-PDD-L3-041
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	20 Januari 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	20 Januari 2029
STATUS DOKUMEN	:	MASTER ☐ SALINAN NO : ☐

Disusun oleh : Nuriha Arum Adyatma, A.Md.Kes Staff Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 6 Januari 2025
Diperiksa oleh : Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes Kepala Seksi Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  MASTER Tanggal : 10 Januari 2025
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M.Biomed. Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 14 Januari 2025
Disahkan oleh : dr. Sri Hartaty, M. Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 20 Januari 2025

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No : 01

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN PLASMA EKSTRAKTOR		Halaman 1 dari 2 Nomor : UDDP-PDD-L3-041 Versi : 001 Tgl. berlaku : 20 Jan 2025 Tgl. kaji ulang : 20 Jan 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

1. Tujuan

IK ini sebagai petunjuk bagi petugas pengolahan komponen darah untuk membersihkan dan mencegah kontaminasi pada alat serta petunjuk untuk cara pemeliharaan dan penggunaan alat plasma ekstraktor

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh seluruh teknisi pelayanan darah di UDD Palang Merah Indonesia dalam proses pengolahan komponen darah

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Semua peralatan dilakukan pembersihan serta desinfeksi yang direkomendasikan untuk semua permukaan yang bersentuhan langsung dengan sistem kantong darah
- 3.2 Plasma Ekstraktor hendaklah digunakan sesuai dengan prosedur penggunaan alat

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 PerKa No.10 tahun 2018 Pedoman CPOB untuk unit penyedia darah

5. Peralatan dan Bahan Habis Pakai

5.1 Peralatan

5.1.1 Plasma Ekstraktor

5.2 Bahan Habis Pakai

5.2.1 Tisu

5.2.2 Alkohol 70 %

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No: 01

6.1 Prosedur

6.1 Prosedur penggunaan Alat

- 6.1.1 Tarik tuas ke arah bawah dan kaitkan tuas pada pengait yang sudah tersedia
- 6.1.2 Sisipkan darah pada plasma ekstraktor
- 6.1.3 Lepaskan tuas agar kantong darah terjepit pada sisi plasma ekstraktor
- 6.1.4 Lakukan proses pengolahan komponen darah sesuai IK Pengolahan Komponen Darah UDDP-PDD-L3-019
- 6.1.5 Catat kegiatan penggunaan alat pada formulir Pencatatan Penggunaan Alat UDDP-MK-L4-025

6.2 Prosedur Pemeliharaan Alat

- 6.2.1 Persiapkan peralatan yang digunakan, tisu sebagai pembersih dan bahan penyerap
- 6.2.2 Pastikan alat diletakkan pada tempat yang datar



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**INSTRUKSI KERJA
PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN
PLASMA EKSTRAKTOR**

Bidang
Pelayanan Darah

Sub Bidang
Penyediaan Darah

Halaman 2 dari 2

Nomor : UDDP-PDD-L3-041

Versi : 001

Tgl. berlaku : 20 Jan 2025

Tgl. kaji ulang : 20 Jan 2029

6.2.3 Bersihkan tiap sisi plasma ekstraktor dengan menggunakan tisu yang sudah dibasahi dengan larutan Alkohol 70 % setiap selesai penggunaan atau bila terjadi tumpahan darah

6.2.4 Catat kegiatan perawatan pada formulir perawatan alat UDDP-MK-L4-024

7.1 Lampiran

7.2 Formulir Pemeliharaan Alat (UDDP-MK-L4-024)

7.3 Formulir Pencatatan Penggunaan Alat (UDDP-MK-L4-025)

MASTER

8. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Ringkasan Perubahan
001	20 Januari 2025	PMK No. 91	Dokumen Baru

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No : 01