

INSTRUKSI KERJA PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN BLOOD BANK REFRIGERATOR

NO DOKUMEN	:	UDDP-PDD-L3-044
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	20 Januari 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	20 Januari 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER ☐ SALINAN NO : ☐

Disusun oleh : Nuriha Arum Adyatma, A.Md.Kes Staff Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 6 Januari 2025
Diperiksa oleh : Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes Kepala Seksi Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  MASTER Tanggal : 10 Januari 2025
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M.Biomed Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 14 Januari 2025
Disahkan oleh : dr. Sri Hartaty, M. Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 20 Januari 2027

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

INSTRUKSI KERJA

PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN
BLOOD BANK REFRIGERATOR

Bidang
Pelayanan Darah

Sub Bidang
Penyediaan Darah

Halaman 1 dari 2

Nomor : UDDP-PDD-L3-044

Versi : 001

Tgl. berlaku : 20 Januari 2025

Tgl. kaji ulang : 20 Januari 2027

1. Tujuan

IK ini sebagai petunjuk bagi petugas dalam mengatur dan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan pemeliharaan Blood Bank Refrigerator

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh petugas laboratorium terkait

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 *Blood Bank Refrigerator* hendaklah digunakan sesuai dengan prosedur penggunaan alat
- 3.2 Pembersihan alat dilakukan setelah alat selesai digunakan
- 3.3 Jangka waktu pembersihan alat hendaklah ditetapkan sesuai dengan instruksi pembuat alat
- 3.4 Seluruh aktivitas penggunaan dan pembersihan alat hendaklah didokumentasikan di dalam cek list masing-masing alat
- 3.5 Personil harus:
 - 3.5.1 Menguasai pelaksanaan prosedur penggunaan alat
 - 3.5.2 Memiliki pengetahuan mengenai alat yang digunakan.
- 3.6 Peralatan yang tercemar darah sebelum dilakukan pembersihan hendaklah didesinfeksi terlebih dahulu dengan larutan alkohol 70% / Natrium Hipoklorit 0,05%
- 3.7 Pemilihan bahan pembersih harus mempertimbangkan risiko pencemaran

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) di UTD dan Pusat Plasmaferesis

5. Definisi dan Singkatan

Peralatan adalah semua alat yang digunakan dalam proses penyediaan darah

6. Bahan dan Alat

Sesuai dengan instruksi pemeliharaan masing-masing alat

7. Prosedur

- 7.1 Prosedur Penggunaan Alat
 - 7.1.1 Pastikan alat sudah tersambung aliran listrik
 - 7.1.2 Pastikan suhu terbaca dan sesuai
 - 7.1.3 Simpan darah sesuai Instruksi Kerja Penyimpanan Darah UDDP-PDD-L3-018
 - 7.1.4 Pintu Blood Bank Refrigerator tidak boleh dibuka terlalu lama
 - 7.1.5 Jika sudah selesai tutup pintu Kembali dan pastikan pintu tertutup rapat



**Palang
Merah
Indonesia**

Unit Donor Darah Pusat

**INSTRUKSI KERJA
PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN
BLOOD BANK REFRIGERATOR**

**Bidang
Pelayanan Darah**

**Sub Bidang
Penyediaan Darah**

Halaman 2 dari 2

Nomor : UDDP-PDD-L3-044

Versi : 001

Tgl. berlaku : 20 Jan 2025

Tgl. kaji ulang : 20 Jan 2027

7.2 Prosedur pemeliharaan alat

7.2.1 Persiapkan peralatan yang digunakan, tisu tanpa serat sebagai pembersih dan bahan penyerap

7.2.2 Pastikan Alat diletakkan pada tempat yang datar

7.2.3 Atur jarak antara alat dengan dinding ± 20 cm

7.2.4 Periksa kerapatan karet-karet pintu

7.2.5 Bersihkan dinding bagian dalam dengan larutan antiseptik setiap minggu atau bila terjadi tumpahan darah

7.2.6 Catat kegiatan perawatan pada formulir pemeliharaan alat UDDP-MK-L4-024

8 Lampiran

8.1 Formulir Pemeliharaan Alat (UDDP-MK-L4-024)

MASTER

9 Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Ringkasan Perubahan
001	20 Januari 2025	PMK No 91 Tahun 2015	Dokumen Baru

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :