

INSTRUKSI KERJA

PERUBAHAN DATA GOLONGAN DARAH PADA PEMERIKSAAN KONFIRMASI GOLONGAN DARAH

NO DOKUMEN	:	UDDP-SGD-L3-006
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	14 Januari 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	14 Januari 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☐ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh: Mawang Wulan Ramadanti, A.Md.Kes. Staff Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 06 Januari 2025
Diperiksa oleh : Adi Teguh Prabowo, AMAK, S.Si. Kepala Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 08 Januari 2025
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed. Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 13 Januari 2025
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M. Biomed. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 14 Januari 2025



 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PERUBAHAN DATA GOLONGAN DARAH PADA PEMERIKSAAN KONFIRMASI GOLONGAN DARAH		Halaman 1 dari 3 Nomor : UDDP-SGD-L3-006 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal berlaku : 14 Jan 2025 Tanggal kaji ulang : 14 Jan 2027

1. Tujuan

Instruksi Kerja (IK) ini digunakan sebagai petunjuk teknis dalam melakukan perubahan data yang disebabkan oleh ~~melaksanakan~~ hasil pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus yang berbeda antara seleksi donor dengan konfirmasi golongan darah.

2. Ruang Lingkup

IK ini akan digunakan oleh staf sub bidang Rujukan dan Litbang yang kompeten untuk melakukan perubahan data yang disebabkan oleh hasil pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus yang berbeda antara seleksi donor dengan konfirmasi golongan darah.

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Butir 2.15

Golongan darah ABO dan Rhesus harus diverifikasi pada setiap kantong darah yang didapat dan dibandingkan dengan hasil pemeriksaan terdahulu

3.2 Butir 7.146

Golongan darah ABO dan RhD hendaklah diverifikasi pada tiap donasi. Perbandingan hendaklah dibuat berdasarkan Riwayat penetapan golongan darah. Apabila ditemukan golongan darah yang tidak umum, komponen darah hendaklah tidak diluluskan hingga ditemukan golongan darah yang sesuai.

3.3 Sampel donor berupa darah lengkap, memiliki label berupa *barcode* dan tidak hemolisis

3.4 Setiap reagensia pemeriksaan harus divalidasi sebelum digunakan

3.5 Catatan hendaklah terbaca, akurat, terpercaya dan benar-benar merepresentasikan hasil dan data yang dimasukkan

4. Referensi

4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah

4.2 PerKa BPOM No. 10 tahun 2017 tentang Penerapan CPOB di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis

5. Definisi dan Singkatan

5.1 Konfirmasi Golongan Darah (KGD) adalah proses pemeriksaan ulang untuk menjamin kepastian golongan darah donor

5.2 SIMDONDAR adalah Sistem Informasi Manajemen Donor Darah

DOKUMEN TERKENDALI

Salin 371.01



 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PERUBAHAN DATA GOLONGAN DARAH PADA PEMERIKSAAN KONFIRMASI GOLONGAN DARAH		Halaman 2 dari 3 Nomor : UDDP-SGD-L3-006 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal berlaku : 14 Jan 2025 Tanggal kaji ulang : 14 Jan 2025

6. Peralatan dan Bahan

6.1 Peralatan

- 6.1.1 Rak Tabung
- 6.1.2 *Sertrifuge*
- 6.1.3 Tabung Reaksi
- 6.1.4 Pipet tetes

6.2 Bahan

- 6.2.1 Anti-A
- 6.2.2 Anti-B
- 6.2.3 Anti-D
- 6.2.4 *Bovine Albumin (BA 6%)*
- 6.2.5 *Salin*
- 6.2.6 *Test Cell A*
- 6.2.7 *Test Cell B*
- 6.2.8 *Test Cell O*

DOKUMEN TERKENDALI
Salin: 1, 0:



7. Prosedur

- 7.1 Ulangi pemeriksaan ABO dan *Rhesus* pada sampel yang memiliki hasil yang berbeda dengan metode sebelumnya
- 7.2 Lakukan pemeriksaan *D Weak* jika hasil KGD adalah *Rhesus* negatif sesuai dengan IK Pemeriksaan *D Weak* (UDDP-SGD-L3-007)
- 7.3 Hasil Pemeriksaan harus di-*cross check* oleh orang kedua
- 7.4 Inputan hasil perubahan pemeriksaan ABO dan *Rhesus* ke SIMDONDAR disaksikan oleh orang kedua
- 7.5 Lakukan pelaporan hasil perubahan Golongan Darah ABO dan *Rhesus* pada Formulir Hasil Pemeriksaan Golongan Darah (UDDP-SGD-L4-001)
- 7.6 Cetak dan dokumentasikan Formulir Hasil Pemeriksaan Golongan Darah ABO dan *Rhesus*
- 7.7 Laporkan dan serahkan Hasil Formulir Hasil Pemeriksaan Golongan Darah ke bagian Penyediaan Darah
- 7.8 Informasikan hasil perbedaan golongan darah pada bagian Pelulusan Produk

8. Dokumen Terkait

- 8.1 Instruksi Kerja Pemeriksaan *D Weak* (UDDP-SGD-L3-007)

9. Lampiran

- 9.1 Formulir Hasil Pemeriksaan Golongan Darah (UDDP-SGD-L4-001)

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PERUBAHAN DATA GOLONGAN DARAH PADA PEMERIKSAAN KONFIRMASI GOLONGAN DARAH		Halaman 3 dari 3 Nomor : UDDP-SGD-L3-006 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal berlaku : 14 Jan 2025 Tanggal kaji ulang : 14 Jan 27

10. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal pelaksanaan	Referensi	Riwayat Perubahan
001	14 Januari 2025	Perka BPOM NO.10 tahun 2017	Dokumen Baru

