

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	LEMBAR CEKLIS DAN KERJA PEMERIKSAAN FAKTOR VIII PADA KOMPONEN ANTI HEMOFILI FAKTOR (AHF)		Halaman 1 dari 2 Nomor : UDDP-UM-L4-033 Versi : 002 Tgl. berlaku : 01 Mar 2025 Tgl. kaji ulang: 01 Mar 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

Referensi :

- Standar Prosedur Operasional Uji Mutu Komponen Darah
- Instruksi Kerja Pemeriksaan Standar Kurva Faktor VIII Uji Mutu Komponen Darah
- Instruksi Kerja Pemeriksaan Aktivitas Faktor VIII Uji Mutu Komponen Darah

Pemeriksaan Sampel

I. Persiapan Reagen

1. Masukkan CaCl_2 , Actin FS/SL, dan Factor VII Deficient Plasma sebanyak 500 μL kedalam reagen cup. ☐
2. Masukkan CA Clean I dan Ca Clean II ke dalam reagen cup. ☐
3. Masukkan Owren's Veronal Buffer (OVB) sebanyak 1500 μL . ☐
4. Letakkan ke dalam well inkubator. ☐

II. Cara Kerja

1. Pastikan alat dalam keadaan Ready. ☐
2. Tempatkan sampel pad arak sampler. ☐
3. Pada Main Menu, daftarkan sampel dengan menekan [ID No. Entry], lalu Masukkan ID sampel, kemudian [Enter] ☐
4. Tekan [Start], kemudian pilih posisi reaction tube yang digunakan
 - a. Tekan [First Tube] jika reaction tube pada posisi 1 dan seterusnya terisi. ☐
 - b. Tekan [Continues] untuk pengunaan reaction tube pada posisi berikutnya pada alat, setelah tes sebelumnya dilakukan ☐

MASTER

Perhitungan Hasil

- Perhitungan hasil dalam IU/mL = Hasil (%) / 100

KUMEN TERKENDALI

Shihan No :

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	LEMBAR CEKLIS DAN KERJA PEMERIKSAAN FAKTOR VIII PADA KOMPONEN ANTI HEMOFILI FAKTOR (AHF)		Halaman 2 dari 2 Nomor : UDDP-UM-L4-033 Versi : 002 Tgl. berlaku : 01 Mar 2025 Tgl. kaji ulang: 01 Mar 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

III. Hasil Pemeriksaan Sampel

No.	No. Sampel	Hasil Uji Mutu Faktor VIII	
		Nilai Pemeriksaan	Nilai Rujukan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

IV. Hasil Pemeriksaan Standar Kurva dan Kontrol Internal

Pemeriksaan Penunjang	Hasil Pemeriksaan	
	Valid	Invalid
Standar Kurva Faktor VIII		
Kontrol Internal Uji Mutu Faktor VIII		

No. Lot Reagensia:

1. Actrin FS/SL :
2. Faktor VIII Deficient Plasma :
3. Owren's Veronal Buffer :
4. CaCl_2 :

Nama UDD :

Tanggal Terima :

Tanggal Pemeriksaan :

Diperiksa Oleh :

Dicek Oleh :

Disahkan Oleh :