

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	LEMBAR CEKLIS DAN KERJA PEMERIKSAAN HEMOLISIS METODE KONVENSIONAL UJI MUTU KOMPONEN DARAH		Halaman 1 dari 1 Nomor : UDDP-UM-L4-030 Versi : 002 Tgl. berlaku : 01 Agust 2025 Tgl. kaji ulang: 01 Agust 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

Referensi:

- Standar Prosedur Operasional Uji Mutu Komponen Darah
- Instruksi Kerja Pemeriksaan Hemolisis Uji Mutu Komponen Darah

Cara Kerja

1. Siapkan deret tabung berisi 6 tabung reaksi dan beri identitas.
Contoh Deret I: A1 s/d A6 (A1 0,9 %; A2 0,8%; A3 0,7 %; A4 0,6 %; A5 0,5 % dan A6 0,4 %)
2. Masukkan 1000 uL larutan pengenceran NaCl 0,9 %; 0,8 %; 0,7 %; 0,6 %; 0,5 % dan 0,4 % ke dalam masing-masing deret tabung.
3. Masukkan 10 uL sampel sel darah merah ke dalam masing-masing tabung.
4. Homogenkan lalu putar 2000 rpm selama 10 menit.
5. Baca hasil secara makroskopis.
6. Catat hasil pada Lembar Kerja Pemeriksaan Hemolisis.
7. Cek kembali hasil oleh orang ke-2 (kedua).

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

MASTER

Jenis Komponen (Σ kantong)	No. Kantong	Konsentrasi Pengenceran						Tanggal Pemeriksaan	Paraf Pemeriksa
		1	2	3	4	5	6		
		0.9%	0.8%	0.7%	0.6%	0.5%	0.4%		

Nama UDD :
 Tanggal Terima :
 Dicek Oleh :
 Disahkan Oleh :

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No :