

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	FORMULIR VALIDASI ALAT HEMOCUE		Halaman 1 dari 1 Nomor : UDDP-PDD-L4-018 Versi : 002 Tgl. berlaku: 02 Mar 2026 Tgl. kaji ulang: 02 Mar 2028
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

CARA VALIDASI ALAT HEMOCUE HB 301

1. Siapkan kaca *slide* dan cairan kontrol *Hemocue* HB 301
2. Bersihkan alat *Hemocue* dengan menggunakan alkohol 70% dengan menggunakan tisu bersih.
3. Teteskan cairan kontrol level *high* di atas kaca
4. Ambil atau hisap cairan kontrol yang telah ditetaskan di atas kaca *slide* dengan menggunakan *cuvette*, hingga rongga *cuvette* terisi penuh.
5. Jika terdapat gelembung udara pada saat pengambilan/penghisapan cairan, teteskan Kembali cairan kontrol di bagian lain kaca *slide*, kemudian ulangi kembali pengambilan /penghisapan cairan dengan menggunakan *cuvette* yang baru.
6. Masukkan *cuvette* ke dalam alat *Hemocue*, lalu tutup.
7. Baca hasil yang tertera pada *display* alat.
8. Ulangi point 3 sampai dengan 7 untuk cairan kontrol level normal dan level *low*.
9. Catat hasil pada lembar hasil validasi alat *Hemocue* HB 301.

HASIL VALIDASI ALAT HEMOCUE HB 301

No. Alat Hb :
 Nama Reagensia :
 No.Lot/tanggal kedaluwarsa kontrol level *high* :
 No.Lot/tanggal kedaluwarsa kontrol level normal :
 No.Lot/tanggal kedaluwarsa kontrol level *low* :

MASTER

No	Level	Hasil (g/dL)	Nilai Range (g/dL)	Kesimpulan (Valid/Tidak)
1	<i>High</i>		15.6 - 18.06	
2	Normal		11.8 - 14.2	
3	<i>Low</i>		6.4 - 8.0	

Tanggal Periksa :
 Jam pemeriksaan :
 Dicatat oleh (Petugas Pemeriksa) :
 Dicek oleh (Kasie Penyediaan Darah):

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No :