



STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LEVEL AKSES KOMPUTER CLIENT DAN ALAT LABORATORIUM

NO DOKUMEN	:	UDDP-SIM-L2-008
VERSI	:	006
TANGGAL BERLAKU	:	10 November 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	10 November 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : ☒ SALINAN NO : ☐

Disusun oleh: Rahmat Januardi, Staf Bidang Pengembangan SIM / IT UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal : 4 November 2025
Diperiksa oleh : Azis Krisnadi S., S. Kom Kasubid. Pengembangan SIM / IT UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal : 6 November 2025
Disetujui oleh : dr. Robby Nur Aditya, M.Si Pjs. Kabid. Pembinaan dan Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal : 7 November 2025
Disahkan oleh: dr. Srihartati, M. Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal : 7 November 2025

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LEVEL AKSES KOMPUTER CLIENT DAN ALAT LABORATORIUM		Halaman : 2 dari 21 Nomor : UDDP-SIM-L2-008 Versi : 006 Tanggal berlaku : 10 November 2025 Tanggal kaji ulang : 10 November 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	

1. Tujuan

SPO ini sebagai petunjuk untuk mengatur penggunaan akses yang diperbolehkan dalam mengentri, mengubah, membaca dan mencetak data kritis pada komputer *client* dan komputer yang terhubung pada alat di semua bidang Unit Donor Darah Pusat - Palang Merah Indonesia (UDDP -PMI).

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh semua IT, untuk melakukan *Level akses* komputer *client* dan alat laboratorium di UDDP-PMI mencakup kegiatan yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan oleh *user* dalam menambahkan, mengubah, membaca dan mencetak data kritis pada komputer *client* yang terhubung pada alat laboratorium *Architect* dan *Qwalys* dengan *akses* terbatas sesuai dengan *job desc* petugas masing-masing bidang di UDDP -PMI.

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Komputer *client* dan komputer yang terhubung pada alat merupakan hal yang wajib untuk diproteksi keamanan kualitas data yang *valid*, maka dari itu komputer dan alat wajib untuk diberikan *username* dan *password* yang sesuai pada masing masing bidang
- 3.2 Jadwal pergantian *Password*, akan di lakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali pada setiap komputer *client* dan komputer yang terhubung pada alat
- 3.3 *Monitoring* pergantian *password* secara berkala setiap 6 bulan sekali pada komputer *client* dan komputer yang terhubung ke alat terkait *akses* data kritis.

4. Referensi

- 4.1 PP No. 7 Tahun 2011 Mengenai Pelayanan Darah
- 4.2 Permenkes No.83 tahun 2014 tentang UTD, BDRS dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah Pasal 35
- 4.3 Permenkes No.91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Darah Bab 3.13
- 4.4 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 tentang standar cara pembuatan obat yang baik di unit pengelola darah dan bank plasma
- 4.5 Peraturan Organisasi PMI No. 003/PO.PMI/VIII/2020 tentang Unit Donor Darah PMI

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 *User accounts* adalah Akun pengguna komputer atau laptop yang memiliki informasi tentang hak akses penggunaan file atau folder yang ada pada komputer atau laptop, dan bisa digunakan untuk berbagi file komputer dengan beberapa pengguna lain yang dilengkapi *username* dan *password* (nama pengguna dan sandi)
- 5.2 *Administrator* adalah petugas yang bertugas untuk mengurus hal-hal administrasi. Dalam dunia Internet, seorang administrator bertugas untuk mengelola hal-hal yang berhubungan dengan komputer.

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LEVEL AKSES KOMPUTER CLIENT DAN ALAT LABORATORIUM		Halaman : 3 dari 21 Nomor : UDDP-SIM-L2-008 Versi : 006 Tanggal berlaku : 10 November 2025 Tanggal kaji ulang : 10 November 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	

5.3 Komputer *client* adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata *computer* pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang perkerjaannya melakukan perhitungan aritmetika, dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri.

6. Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung Jawab
Manajer Kualitas	- Melakukan kontrol dokumen SPO level akses komputer <i>client</i> dan alat laboratorium - Mengesahkan dokumen SPO level akses komputer <i>client</i> dan alat laboratorium
Kepala Bidang Rekrutmen dan Pembinaan Donor	Menyetujui dokumen SPO level akses komputer <i>client</i> dan alat laboratorium
Kepala Seksi Teknologi Informasi	Memeriksa dokumen SPO level akses komputer <i>client</i> dan alat laboratorium
Petugas Seksi Teknologi Informasi	- Menambah akses pengguna komputer <i>client</i> dan alat di laboratorium - Merubah akses pengguna komputer <i>client</i> dan alat di laboratorium bila terjadi permasalahan terkait lupa <i>password</i> - Melakukan <i>monitoring</i> akses pengguna seperti pergantian <i>password user</i> setiap 6 bulan sekali
User	- Mengentri, merubah membaca dan mencetak data kritis pada komputer <i>client</i> dan alat laboratorium - Melakukan pergantian <i>password</i> setiap 6 bulan sekali pada komputer <i>client</i> dan alat laboratorium

7. Prosedur

- 7.1 Pergantian akses level pada komputer *client* dan alat di laboratorium oleh admin IT
- 7.1.1 Siapkan form list *Username* dan *Password* peralatan di laboratorium
 - 7.1.2 Lakukan identifikasi terkait siapa saja petugas yang mengakses komputer *client* atau alat di laboratorium
 - 7.1.3 Catat hasil identifikasi tersebut pada form list *username* dan *password* peralatan di laboratorium

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LEVEL AKSES KOMPUTER CLIENT DAN ALAT LABORATORIUM		Halaman : 4 dari 21 Nomor : UDDP-SIM-L2-008 Versi : 006 Tanggal berlaku : 10 November 2025 Tanggal kaji ulang : 10 November 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	

7.1.4 Buat *user account* pengguna pada komputer *client* atau alat di laboratorium sesuai dengan level akses petugas, pembuatan *user account* meliputi *username* dan *password*

7.2 Pergantian *Password* pada komputer *client* dan alat di laboratorium oleh personil laboratorium

7.2.1 Siapkan form monitoring pergantian *password*

7.2.2 Lakukan pergantian *password* pada komputer *client* dan alat laboratorium

7.2.3 Catat hasil pergantian *password* pada form monitoring pergantian *password*


7.3 Tata cara memberikan akun *user* pada komputer *client*

7.3.1 Pastikan komputer PC sudah menyala dengan baik dan benar

7.3.2 Klik pada tombol *start windows* pojok kiri layer



7.3.3 Pilih menu *Setting*



7.3.4 Pilih menu *Account*




 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LEVEL AKSES KOMPUTER CLIENT DAN ALAT LABORATORIUM		Halaman : 5 dari 21 Nomor : UDDP-SIM-L2-008 Versi : 006 Tanggal berlaku : 10 November 2025 Tanggal kaji ulang : 10 November 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	

7.3.5 Pilih Family & Other People




7.3.6 Klik Add someone else to this PC di bawah Other users




DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No *

7.3.7 Kemudian Klik I don't have this person's sign-in information



 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LEVEL AKSES KOMPUTER CLIENT DAN ALAT LABORATORIUM PEMBINAAN DAN MUTU PENGEMBANGAN SIM / IT	Halaman : 6 dari 21 Nomor : UDDP-SIM-L2-008 Versi : 006 Tanggal berlaku : 10 November 2025 Tanggal kaji ulang : 10 November 2027
---	--	---

7.3.8 Klik Add a user without a Microsoft account



7.3.9 Ketik nama akun pengguna (Username) dan password kemudian buat 3 pertanyaan dan jawaban jika lupa password nantinya



7.3.10 account pengguna user bisa di gunakan dengan akses login user dan password yang sudah diberikan



 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LEVEL AKSES KOMPUTER CLIENT DAN ALAT LABORATORIUM		Halaman : 7 dari 21 Nomor : UDDP-SIM-L2-008 Versi : 006 Tanggal berlaku : 10 November 2025 Tanggal kaji ulang : 10 November 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	


7.4 Tata cara pergantian *password* pada komputer *client* (UDDP-SIM-L4-001 Formulir *Monitoring Pergantian Password*)

7.4.1 Pastikan komputer PC sudah *menyala* dengan baik dan benar

7.4.2 Klik pada tombol *start windows* pojok kiri layer



7.4.3 Pilih menu *Setting*



7.4.4 Pilih menu *Account*



 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LEVEL AKSES KOMPUTER CLIENT DAN ALAT LABORATORIUM		Halaman : 8 dari 21 Nomor : UDDP-SIM-L2-008 Versi : 006 Tanggal berlaku : 10 November 2025 Tanggal kaji ulang : 10 November 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	

7.4.5 Pilih Sign-in option



7.4.6 Klik "Change" dibawah tulisan 'Change your account password'




7.4.7 Masukkan Password yang lama kemudian klik Next




 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LEVEL AKSES KOMPUTER CLIENT DAN ALAT LABORATORIUM		Halaman : 9 dari 21 Nomor : UDDP-SIM-L2-008 Versi : 006 Tanggal berlaku : 10 November 2025 Tanggal kaji ulang : 10 November 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	

7.4.8 Masukkan *Password* yang baru kemudian *next*




7.4.9 Kemudian klik *Finish*



7.5 Tata cara pergantian *password* pada alat laboratorium BACT Alert

7.5.1 Tekan tombol panah kekanan pojok kanan bawah




 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LEVEL AKSES KOMPUTER CLIENT DAN ALAT LABORATORIUM		Halaman : 10 dari 21 Nomor : UDDP-SIM-L2-008 Versi : 006 Tanggal berlaku : 10 November 2025 Tanggal kaji ulang : 10 November 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	


7.5.2 Kemudian ketik *password* pada alat



7.5.3 Setelah itu pilih gambar kunci sebelah kanan dan atur *password* yang baru kemudian pilih tanda checklist di sebelah kanan



7.5.4 Selesai (tampilan menu utama pada komputer lab)



7.6 Tata cara pergantian *password* pada alat laboratorium alat *Architect*

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LEVEL AKSES KOMPUTER CLIENT DAN ALAT LABORATORIUM		Halaman : 11 dari 21 Nomor : UDDP-SIM-L2-008 Versi : 006 Tanggal berlaku : 10 November 2025 Tanggal kaji ulang : 10 November 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	

7.6.1 Nyalakan alat *Architect* sampai masuk ke menu utama seperti berikut




7.6.2 Masuk sebagai admin untuk update *password* nya



STER


DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No.

7.6.3 Pilih menu sistem pada pojok kanan atas



 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LEVEL AKSES KOMPUTER CLIENT DAN ALAT LABORATORIUM		Halaman : 12 dari 21 Nomor : UDDP-SIM-L2-008 Versi : 006 Tanggal berlaku : 10 November 2025 Tanggal kaji ulang : 10 November 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	


7.6.4 Pilih menu *password*



7.6.5 Pilih *configure* atau jika memakai *keyboard* tekan F6




7.6.6 Akan muncul tampilan merubah *password* seperti berikut




 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LEVEL AKSES KOMPUTER CLIENT DAN ALAT LABORATORIUM		Halaman : 13 dari 21 Nomor : UDDP-SIM-L2-008 Versi : 006 Tanggal berlaku : 10 November 2025 Tanggal kaji ulang : 10 November 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	

7.6.7 Masukkan *password* baru yang sesuai untuk memudahkan pengguna dan confirm *password* jika sudah benar tekan *done*



7.7 Tata cara pergantian *password* pada alat laboratorium alat *Qwalys*

7.7.1 Nyalakan komputer untuk alat *Qwalys* pilih aplikasi "*supe*"




7.7.2 Masuk dengan login dan *password* kemudian enter



 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LEVEL AKSES KOMPUTER CLIENT DAN ALAT LABORATORIUM		Halaman : 14 dari 21 Nomor : UDDP-SIM-L2-008 Versi : 006 Tanggal berlaku : 10 November 2025 Tanggal kaji ulang : 10 November 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	


7.7.3 Akan masuk menu *authenticate* untuk update *password* dan centang pada *change password*, tekan enter



7.7.4 Masukkan *password* yang lama kemudian ketik Update *password* yang baru pada kolom new *password* dan confirm ulang *password* yang baru setelah itu enter




7.7.5 Menu utama dalam alat *Qwalys*




 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LEVEL AKSES KOMPUTER CLIENT DAN ALAT LABORATORIUM		Halaman : 15 dari 21 Nomor : UDDP-SIM-L2-008 Versi : 006 Tanggal berlaku : 10 November 2025 Tanggal kaji ulang : 10 November 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	

7.8 Tata cara pergantian *password* pada alat laboratorium alat *Sysmex*


7.8.1 Nyalakan alat *Sysmex* sampai masuk ke menu utama seperti berikut



7.8.2 Masukkan *Username* dan *password*




7.8.3 Tunggu koneksi alat dengan sistem komputer sampai selesai dengan ditandai selesainya kalibrasi alat agar stabil




 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LEVEL AKSES KOMPUTER CLIENT DAN ALAT LABORATORIUM		Halaman : 16 dari 21 Nomor : UDDP-SIM-L2-008 Versi : 006 Tanggal berlaku : 10 November 2025 Tanggal kaji ulang : 10 November 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	


7.8.4 Setelah itu tampilan menu utama pada alat Sysmex seperti berikut



7.8.5 Pilih menu *setting* kemudian pilih *user administrator*



7.8.6 Pilih *operator name* kemudian klik *property*




 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LEVEL AKSES KOMPUTER CLIENT DAN ALAT LABORATORIUM		Halaman : 17 dari 21 Nomor : UDDP-SIM-L2-008 Versi : 006 Tanggal berlaku : 10 November 2025 Tanggal kaji ulang : 10 November 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	


7.8.7 Pilih *change password*



7.8.8 Masukkan *password* yang lama di *current password*, *new password*, *reenter password* dan klik *ok*



7.8.9 Selesai




 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LEVEL AKSES KOMPUTER CLIENT DAN ALAT LABORATORIUM		Halaman : 18 dari 21 Nomor : UDDP-SIM-L2-008 Versi : 006 Tanggal berlaku : 10 November 2025 Tanggal kaji ulang : 10 November 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	

7.9 Tata cara pergantian *password* pada alat laboratorium alat *Grifols/ procleix*

7.9.1 Nyalakan alat *Grifols/ procleix* sampai masuk ke menu login seperti berikut



7.9.2 Masukkan *Username* dan *password*



7.9.3 Masuk menu utama pilih menu admin kemudian pilih *change password*



 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LEVEL AKSES KOMPUTER CLIENT DAN ALAT LABORATORIUM		Halaman : 19 dari 21 Nomor : UDDP-SIM-L2-008 Versi : 006 Tanggal berlaku : 10 November 2025 Tanggal kaji ulang : 10 November 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	

7.9.4 Kemudian masukkan *password* yang lama dan *password* yang baru



7.9.5 Pilih *Accept*



7.9.6 Selesai

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No.:

7.10 *Privilege Level Akses Pengguna komputer client*

No.	Level Akses	Bidang	Jabatan	Akses
1	Admin	- Rujukan nasional - Pengawasan mutu dan evaluasi - Litbang dan Produksi - Pelayanan darah	IT	- Menambah akses level pengguna meliputi pembuatan <i>username</i> dan <i>Password</i> baru - merubah <i>password</i> pada pengguna di komputer Client - mengentri, mengubah, membaca dan mencetak data
2	User	- Rujukan nasional - Pengawasan mutu dan evaluasi	Kepala Sub Bidang	- merubah <i>password</i> - mengentri, merubah, membaca dan mencetak data

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LEVEL AKSES KOMPUTER CLIENT DAN ALAT LABORATORIUM		Halaman : 20 dari 21 Nomor : UDDP-SIM-L2-008 Versi : 006 Tanggal berlaku : 10 November 2025 Tanggal kaji ulang : 10 November 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	

		• Litbang dan Produksi • Pelayanan darah		
3	User	• Rujukan nasional • Pengawasan mutu dan evaluasi • Litbang dan Produksi • Pelayanan darah	Staff	• merubah <i>password</i> • mengentri, merubah, membaca dan mencetak data

7.11 Privilege Level Akses Pengguna komputer Alat laboratorium

No.	Level Akses	Bidang	Jabatan	Akses
1	Admin	• Rujukan nasional • Pengawasan mutu dan evaluasi • Litbang dan Produksi • Pelayanan darah	IT	• Menambah akses level pengguna meliputi pembuatan <i>username</i> dan <i>Password</i> baru • merubah <i>password</i> pada pengguna di komputer Client • mengentri, mengubah, membaca dan mencetak data
2	User	• Rujukan nasional • Pengawasan mutu dan evaluasi • Litbang dan Produksi • Pelayanan darah	Kepala Sub Bidang	• merubah <i>password</i> • mengentri, merubah, membaca dan mencetak data
3	User account PC	• Rujukan nasional	Staff	• merubah <i>password</i>

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LEVEL AKSES KOMPUTER CLIENT DAN ALAT LABORATORIUM		Halaman : 21 dari 21 Nomor : UDDP-SIM-L2-008 Versi : 006 Tanggal berlaku : 10 November 2025 Tanggal kaji ulang : 10 November 2027
	PEMBINAAN DAN MUTU	PENGEMBANGAN SIM / IT	

		• Pengawasan mutu dan evaluasi • Litbang dan Produksi • Pelayanan darah		• mengentri, merubah, membaca dan mencetak data
--	--	---	--	---

8. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Kesimpulan
001	08 November 2018	-	Dokumen Baru
002	27 November 2018	-	• Menambahkan prosedur pemberian akses level pada komputer dan alat di laboratorium oleh admin IT • Menambahkan prosedur pergantian <i>password</i> pada komputer <i>client</i> dan alat di laboratorium oleh personil lab • Menambah tata cara pergantian <i>password</i> pada komputer <i>client</i> dan alat di laboratorium • Memberikan informasi level akses terkait pembuatan <i>username</i> dan <i>password</i> dan pergantian <i>password</i>
003	29 Desember 2018	-	• Menambahkan tata cara pergantian <i>password</i> pada alat <i>Sysmex</i> • Menambahkan tata cara pergantian <i>password</i> pada alat <i>Grifols/procleix</i>
004	30 Desember 2020	CPOB	Perubahan <i>Template</i> SPO
005	10 November 2023	CPOB	Perbaikan pada penyusunan prosedur mengikuti <i>template</i> dan CPOB
006	10 November 2025	CPOB	Perbaharui referensi CPOB dan perbaiki struktur isi