


INSTRUKSI KERJA PELETAKKAN DATA LOGGER

NO DOKUMEN	:	UDDP-BBFP-L3-006
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	20 Juni 2025
TANGGAL REVIEW	:	20 Juni 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☒ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh: Wahyono, S. Pd Kasie. Penerimaan, Penyimpanan dan Pengiriman UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 16 Juni 2025
Diperiksa oleh: Arfat Lusinanto, S. Si, M. Biomed Kasubid. Bahan Baku fraksionasi Plasma UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 17 Juni 2025
Disetujui oleh: DOKUMEN TERKENDALI Salinan No : 01 dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed Kabid. Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 18 Juni 2025
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M. Biomed Manajer Kualitas Unit Donor Darah Pusat PMI	Tanda tangan:  Tanggal: 20 Juni 2025

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PELETAKKAN DATA LOGGER		Halaman 2 dari 4 Nomor : UDDP-BBFP-L3-006 Versi : 001 Tanggal berlaku : 20 Juni 2025 Tanggal kajiulang : 20 Juni 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

1. Tujuan

Instruksi Kerja (IK) ini digunakan sebagai petunjuk teknis dalam peletakkan data logger saat melakukan prosedur pengepakan dan transportasi plasma untuk pengiriman Plasma Fraksionasi (PuF) ke Fraksionator yang telah ditunjuk oleh pemerintah

2. Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini dilakukan oleh tim pengepakan

3. Prosedur yang terkait

Standar Prosedur Operasional pengepakan dan transportasi plasma untuk transportasi

4. Referensi

- 3.1. Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma
- 3.2. Perka BPOM No.10 tahun 2017 tentang Penerapan CPOB di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plamsaafesis

5. Peralatan

- 4.1. Data Logger

6. Bahan

- 5.1. Kantong Plasma untuk PuF

7. Instruksi Kerja

- 6.1. Keluarkan data logger dari tempat pengkondisian
- 6.2. Letakkan data logger pada urutan kantong plasma kedua dari atas saat proses menyusun plasma
- 6.3. Bungkus tumpukan plasma dengan melipat bubble wrap ke seluruh bagian tumpukan, pastikan tidak ada bagian kantong plasma yang terekspos
- 6.4. Letakkan plasma yang telah terbungkus bubble wrap pada baris kedua dari kiri kardus
- 6.5. Lanjutkan proses pengemasan untuk pengepakan plasma hingga satu kardus tersusun lengkap
- 6.6. Tutup kardus dengan lakban kain hingga seluruh celah kardus tertutup rapat
- 6.7. Berikan kode pada kardus dengan spidol setelah ditempatkan data logger. DLK untuk data logger milik KIAT ANANDA dan DLP untuk data logger milik PMI.



 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PELETAKKAN DATA LOGGER		Halaman 3 dari 4 Nomor : UDDP-BBFP-L3-006 Versi : 001 Tanggal berlaku : 20 Juni 2025 Tanggal kajiulang : 20 Juni 2027
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	

8. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan perubahan
001	20 Juni 2025	PMK No.4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma	Dokumen baru


MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No : 01

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PELETAKKAN DATA LOGGER		Halaman 4 dari 4 Nomor : UDDP-BBFP-L3-006 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma	Tanggal berlaku : 20 Juni 2025 Tanggal kajiulang : 20 Juni 2027

Lampiran:
Tata letak data logger pada lapisan plasma



DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No : 01