

## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENYIMPANAN BARANG GUDANG LOGISTIK

|                 |   |                                                                                        |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| NO DOKUMEN      | : | UDDP-LOG-L2-003                                                                        |
| VERSI           | : | 002                                                                                    |
| TANGGAL BERLAKU | : | 29 November 2024                                                                       |
| TANGGAL REVIEW  | : | 29 November 2026                                                                       |
| STATUS DOKUMEN  | : | MASTER : <input checked="" type="checkbox"/> COPY NO : <input type="text" value="01"/> |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Disusun oleh:</p> <p style="text-align: center;">M. Naufal Aditya, S.Kom<br/>Kepala Seksi Penyediaan Alat dan BHP<br/>UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>       | <p>Tanda tangan : </p> <p>Tanggal : 25 November 2024</p>    |
| <p>Diperiksa oleh :</p> <p style="text-align: center;">Yayah Mardiana, S.Kom<br/>Kepala Sub Bidang Pengembangan<br/>Produk<br/>UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p> | <p>Tanda tangan : </p> <p>Tanggal : 26 November 2024</p>   |
| <p>Disetujui oleh :</p> <p style="text-align: center;">dr. Iulis Wijaya, MKM<br/>Kepala Bidang Penunjang<br/>UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>                   | <p>Tanda tangan : </p> <p>Tanggal : 27 November 2024</p> |
| <p>Disahkan oleh:</p> <p style="text-align: center;">dr. Sri Hartati, M. Biomed<br/>Manajer Kualitas<br/>UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>                       | <p>Tanda tangan : </p> <p>Tanggal : 28 November 2024</p> |

MASTER

DOKUMEN TERKENDALAI  
Salinan No : 01

|                                                                                                                                                      |                                                         |                                 |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br><br><b>Unit Donor Darah Pusat</b> | <b>SPO</b><br><b>PENYIMPANAN BARANG GUDANG LOGISTIK</b> |                                 | Halaman 2 dari 4<br>Nomor : UDDP-LOG-L2-003<br>Versi : 002<br>Tgl. berlaku: 29 November 2024<br>Tgl.kaji ulang: 29 November 2026 |
|                                                                                                                                                      | Bidang Penunjang                                        | Sub. Bidang Pengembangan Produk |                                                                                                                                  |

### 1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini sebagai petunjuk untuk melaksanakan proses penyimpanan barang logistik sehingga terjaminnya mutu barang yang di simpan.

### 2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh semua staf Logistik UDD Pusat untuk mengatur penyimpanan barang logistik sesuai system *First Expired First Out (FEFO)*, untuk barang bersuhu kamar dan bersuhu dingin, termasuk bahan habis pakai dan peralatan kebutuhan logistik.

### 3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Penyimpanan secara FEFO harus dilakukan pada suhu optimal bagi tiapkomponen darah dan bahan habis pakai.
- 3.2 Suhu fasilitas penyimpanan hendaklah dicatat setiap hari pada Formulir Pencatatan Suhu.
- 3.3 Kantong darah Hendaklah disimpan pada kondisi sesuai dengan petunjuk dari produsen kantong darah dan setelah kemasan dibuka hendaklah digunakan dalam jangka waktu sesuai dengan petunjuk tersebut.
- 3.4 Reagen uji golongan darah Sebelum dan sesudah kemasan dibuka harus tersimpan pada suhu 2-8 C.
- 3.5 Reagen Cupri Sulfat Sebelum dan sesudah kemasan dibuka harus tersimpan pada suhu kamar.
- 3.6 Reagen Hb di dalam kuvet Sebelum dan sesudah kemasan dibuka harus tersimpan pada suhu sesuai dengan petunjuk dari produsen.
- 3.7 Reagen uji saring IMLTD Sebelum dan sesudah kemasan dibuka harus tersimpan pada suhu sesuai dengan petunjuk dari produsen.
- 3.8 Hendaklah terdapat kartu stok bahan habis pakai dan reagen.

### 4. Referensi

- 4.1 Undang-undang No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
- 4.2 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah yangberlaku
- 4.3 Pedoman CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis yang berlaku

### 5. Definisi dan Singkatan

- 5.1. Bahan habis pakai adalah bahan yang digunakan sekali pakai dalam proses pelayanan darah seperti kantong darah, reagen, kuvet, blue tip, yellow tip,disinfektan kulit dan NaCl 0,9%, povidon iodine, kapas, plester medis, kasa,kantong limbah infeksius dan non infeksius, kantong limbah jarum, sarungtangan, dan tabung reaksi dengan tutup ulir untuk sampel darah.
- 5.2. Cold room adalah ruang dingin dengan suhu ditetapkan.

|                                                                                                                                                      |                                                                   |                                       |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br><br><b>Unit Donor Darah Pusat</b> | <b>SPO</b><br><b>PENYIMPANAN BARANG GUDANG</b><br><b>LOGISTIK</b> |                                       | Halaman 3 dari 4<br>Nomor : UDDP-LOG-L2-003<br>Versi : 002<br>Tgl. berlaku: 29 November 2024<br>Tgl.kaji ulang: 29 November 2026 |
|                                                                                                                                                      | Bidang<br>Penunjang                                               | Sub. Bidang<br>Pengembangan<br>Produk |                                                                                                                                  |

5.3. *Pest control* adalah suatu proses usaha untuk mengurangi dan atau mematikan berbagai serangga dan hama yang sifatnya mengganggu atau merusak atau yang tidak diinginkan baik itu yang berada dilingkungan rumah tangga, industri ataupun komersil.

## 6. Peran dan Tanggungjawab

| Peran                  | Tanggung jawab                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala Sub Bidang Umum | Memastikan pelaksanaan SPO                                                                                                                                                                         |
| Kepala Seksi Logistik  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memonitor pelaksanaan SPO Penyimpanan Barang Gudang Logistik</li> </ul>                                                                                   |
| Staf logistik          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyimpan kantong darah, reagen dan bahan habis pakai lainnya sesuai prosedur yang berlaku.</li> <li>• Mengisi dan atau mengupdate kartu stok.</li> </ul> |

## 7. Prosedur

### 7.1. Penyimpanan Barang Karantina

- 7.1.1. Pastikan barang yang akan disimpan pada ruang karantina sudah di label KARANTINA oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- 7.1.2. Sediakan rak untuk reagen di dalam cool room
- 7.1.3. Simpan reagen mengacu pada aturan penyimpanan reagen dalam medical refrigerator.
- 7.1.4. Simpan bahan habis pakai diatas pallet, tinggi rak tidak boleh menyentuh langit langit.

### 7.2. Penyimpanan Barang Rilis

- 7.2.1. Pastikan barang yang akan disimpan pada ruang rilis sudah di label RILIS oleh PPHP.
- 7.2.2. Sediakan rak untuk reagen di dalam cool room
- 7.2.3. Simpan reagen mengacu pada aturan penyimpanan reagen dalam medical refrigerator.
- 7.2.4. Letakkan rak bahan habis pakai diatas palet, tinggi rak tidak boleh menyentuh langit-langit.
- 7.2.5. Peletakan palet harus memudahkan alur penyimpanan dan pengeluaran bahan habis pakai baik secara manual atau menggunakan forklift serta pembersihan area penyimpanan.
- 7.2.6. Susun bahan habis pakai sesuai jenis dan gunakan sistem FEFO.
- 7.2.7. Pantau suhu dan kelembaban Gudang (Formulir Pencatatan Suhu UDDP-MK-L4-023).
- 7.2.8. Lakukan pemantauan dan pencatatan terhadap pencegahan hama dan serangga (Cheklist Pest Control UDDP-RT-L4-020).



|                                                                                                                                                      |                                                                   |                                       |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br><br><b>Unit Donor Darah Pusat</b> | <b>SPO</b><br><b>PENYIMPANAN BARANG GUDANG</b><br><b>LOGISTIK</b> |                                       | Halaman 4 dari 4<br>Nomor : UDDP-LOG-L2-003<br>Versi : 002<br>Tgl. berlaku: 29 November 2024<br>Tgl.kaji ulang: 29 November 2026 |
|                                                                                                                                                      | Bidang<br>Penunjang                                               | Sub. Bidang<br>Pengembangan<br>Produk |                                                                                                                                  |

7.2.9. Lakukan pencatatan penggunaan bahan habis pakai pada kartu stok (UDDP-LOG-L4-006).

7.2.10. Penyimpanan hendaklah dilaksanakan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 menit sejak barang diterima di suhu luar.

7.2.11. Letakkan barang: Barang berat, kemasan botol, cairan diletakkan di rak bagian bawah, barang-barang kecil, mudah pecah (injeksi/ vial) diletakkan di bagian rak yang paling mudah diambil, sedangkan barang slow moving dapat diletakkan yang paling jauh dari jangkauan/alur pengambilan barang.

### 7.3. Penyimpanan Barang Rusak

7.3.1. Pastikan barang yang akan disimpan pada ruang karantina sudah di label DITOLAK oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

7.3.2. Sediakan rak untuk reagen di dalam cool room

7.3.3. Simpan reagen mengacu pada aturan penyimpanan reagen dalam medical refrigerator.

7.3.4. Simpan bahan habis pakai diatas pallet, tinggi rak tidak boleh menyentuh langit langit.

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI  
Salinan No : 01

### 7.4. Penyimpanan Barang Titipan

7.4.1. Berikan identitas barang pada setiap barang titipan.

7.4.2. Simpan barang titipan sesuai dengan suhu penyimpanan barang.

## 8. Lampiran

8.1. Kartu Stok (UDDP-LOG-L4-006)

## 9. Riwayat Perubahan

| Versi | Tanggal          | Referensi                                                                             | Riwayat Perubahan                                                                                                             |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001   | 9 November 2020  | PerKa BPOM No. 10 tahun 2017 BPOM tentang pedoman CPOB di UDD dan Pusat Plasmaferesis | Dokumen baru                                                                                                                  |
| 001   | 21 November 2022 | PerKa BPOM No. 10 tahun 2017 BPOM tentang pedoman CPOB di UDD dan Pusat Plasmaferesis | <ul style="list-style-type: none"> <li>Telah di kaji ulang</li> <li>Penambahan prosedur penyimpanan barang titipan</li> </ul> |



Palang  
Merah  
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**SPO**  
**PENYIMPANAN BARANG GUDANG**  
**LOGISTIK**

Bidang  
Penunjang

Sub. Bidang  
Pengembangan  
Produk

Halaman 5 dari 4

Nomor : UDDP-LOG-L2-003

Versi : 002

Tgl. berlaku: 29 November 2024

Tgl.kaji ulang: 29 November 2026

| Versi | Tanggal          | Referensi                                                                             | Riwayat Perubahan                                                                                                                            |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 002   | 29 November 2024 | PerKa BPOM No. 10 tahun 2017 BPOM tentang pedoman CPOB di UDD dan Pusat Plasmaferesis | <ul style="list-style-type: none"><li>• Masa berlaku SPO telah selesai, yaitu 2 tahun.</li><li>• Pergantian struktur UDD Pusat PMI</li></ul> |

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No: 01