

FORMULIR PEMANTAUAN SUHU BLOOD REFRIGERATOR
SANYO MPR -311D(H)T

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub. Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman : 1 dari 4
Nomor : UDDP-MK-L4-022
Versi : 006
Tanggal berlaku : 21 Juli 2025
Tanggal kaji ulang : 21 Juli 2027

Aerik Blood Refrigerator : Sanyo MPR-311D(H)T
Nomor Seri/Kode Unik :
Lokasi : Lab.
Jalan :

Suhu kisaran : +2°C sampai +8°C
Suhu operasional : +5°C
Set Alarm : +4°C dan +6°C
Nilai Koreksi :

Suhu (°C)	Tanggal																											
	1	II	1	II	1	II	1	II	1	II	1	II	1	II	1	II	1	II	1	II	1	II	1	II	1	II	1	II
9																												
8																												
7																												
6																												
5																												
4																												
3																												
2																												
1																												
Dicatat oleh:																												
Diperiksa oleh:																												





Halaman	: 2 dari 4
Nomor	: UDDP-MK-L4-022
Versi	: 006
Tanggal berlaku	: 21 Juli 2025
Tanggal kaji ulang	: 21 Juli 2027

Suhu kisaran	:	+2 ^o C sampai +8 ^o C
Suhu operasional	:	+5 ^o C
Set Alarm	:	+4 ^o C dan +6 ^o C
Nilai Koreksi	:	

Merk Blood Refrigerator	:	Sanyo MPR-311D(H)T
Nomor Seri/Kode Uniq	:	
Lokasi	:	Lab.
Butan	:	

Graph showing Temperature (Suhu in °C) versus Date (Tanggal).

The Y-axis (Suhu in °C) ranges from 1 to 9. The X-axis (Tanggal) ranges from 15 to 28.

The graph area is divided into three horizontal bands:

- Band 1 (Suhu 1 to 4): Pink background.
- Band 2 (Suhu 5 to 6): White background.
- Band 3 (Suhu 7 to 9): Pink background.

A blue rectangular box is drawn across the graph, spanning from approximately Suhu 4.5 to 5.5 and Tanggal 20 to 22. The text inside the box reads:

MASTER
KUMIEN TERKENDALI
Kumien No. :

At the bottom left, there are two labels:

- Dicatat oleh:
- Diperiksa oleh:



UNIT DONOR DARAH PUSAT

FORMULIR PEMANTAUAN SUHU BLOOD REFRIGERATOR
SANYO MPR -311D(H)T

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub. Bidang
Pemastian Mutu

Halaman : 3 dari 4
Nomor : UDDP-MK-L4-022
Versi : 006
Tanggal berlaku : 21 Juli 2025
Tanggal kajulang : 21 Juli 2027

Merk Blood Refrigerator : Sanyo MPR-311D(H)T
Nomor Seri/Kode Unik :
Lokasi : Lab. 1
Bulan :

Suhu kisaran : $+2^{\circ}\text{C}$ sampai $+8^{\circ}\text{C}$
Suhu operasional : $+5^{\circ}\text{C}$
Set Alarm : $+4^{\circ}\text{C}$ dan $+6^{\circ}\text{C}$
Nilai Koreksi :

Suhu ($^{\circ}\text{C}$)	Tanggal					
	29		30		31	
	I	II	I	II	I	II
8						
7						
6						
5						
4						
3						
2						
1						
Dicatat oleh:						
Diperiksa oleh:						

Keterangan :

Status suhu sesuai spesifikasi
Status suhu Alert (indikasi alarm)
Status suhu status Action (wajib dilakukan tindakan)
catat suhu, dengan memberi titik pada garis
biru

Kolom cek alarm diisi saat dilakukan kalibrasi

Catatan :

- Beri tanda titik pada garis biru (tengah kolom) pada tiap kolom sesuai dengan tanggal dan waktu Pemantauan suhu
- Pemantauan suhu dilakukan pada :
Pukul 07.00 - 09.00 WIB
Pukul 13.00 - 15.00 WIB
- Tarik garis dari titik sebelumnya sehingga menjadi diagram garis
- Petugas pemeriksa menuliskan inisial pada kolom petugas
- Jika suhu menunjukkan angka pada area yang diarsir, buat uraian kejadian dan segera laporkan kepada kasie/kasub, Terkait

MASTER

DOCUMENT TERKENDALI
Salinan No :



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

FORMULIR PEMANTAUAN SUHU BLOOD REFRIGERATOR
SANYO MPR -311D(H)T

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub. Bidang
Pemastian Mutu

Halaman : 4 dari 4
Nomor : UDDP-MK-L4-022
Versi : 006
Tanggal berlaku : 21 Juli 2025
Tanggal kajiulang : 21 Juli 2027

Hari/Tanggal	Uraian Kejadian	Tindakan Perbaikan	Pelapor
		MASTER DOKUMEN TERKENDALI Salinan No :	

Pengecekan Alarm

Hari/Tanggal	Kondisi Alarm (*Ceklis salah satu)		Keterangan	Dicatat oleh	Diperiksa oleh
	Berfungsi	Tidak			