



Halaman	: 1 dari 6
Nomor	: UDDP-HIK-L-4-064
Versi	: 001
Tanggal berlaku	: 21 Juli 2025
Tanggal kadaluarsa	: 21 Juli 2027

Merk Medical Blood Freezer	:	Sanyo MDF-U333T
Nomor Seri/Kode Unik	:	
Lokasi	:	
Bulan & Tahun	:	

Suhu kisaran	:	-35°C ~(-25 °C)
Suhu operasional	:	-30°C
Set Alarm	:	≤ -25 °C
Nilai Koreksi	:	

Suhu (°C)

1

2

3

Tanggal

4

5

6

7

I

II

III

IV

V

VI

I

II

III

IV

V

VI

I

II

III

IV

V

VI

I

II

III

IV

V

VI

I

II

III

IV

V

VI

I

II

III

IV

V

VI

I

II

III

IV

V

VI

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

DOKUMEN TERKENDALI

Lembar No.

KASUS

Isilah elah:

Periksa elah:



FORMULIR PEMANTAUAN SUHU MEDICAL BLOOD FREEZER
SANYO MDF-U333T

Halaman	: 2 dari 6
Nomor	: UDDP-WK-L4-064
Versi	: 001
Tanggal berlaku	: 21 Juli 2025
Tanggal kadaluarsa	: 21 Juli 2027

Merk Medical Blood Freezer	:	Sanyo MDF-U333T
Nomor Seri/Kode Unik	:	
Lokasi	:	
Bulan & Tahun	:	

Suhu kisaran	:	-35°C ~ (-25 °C)
Suhu operasional	:	-30°C
Set Alarm	:	≤ -25 °C
Nilai Koreksi	:	

The image shows a blank graph paper with a grid. The vertical axis is labeled 'Suhu (°C)' and ranges from -15 to -40. The horizontal axis is labeled 'Tanggal' and is divided into sections 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. A blue stamp reads 'DOKUMEN TERKENDALI' and 'Saman No'. A green horizontal line is drawn across the grid at approximately -28°C.



UNIT DONOR DARAH PUSAT

FORMULIR PEMANTAUAN SUHU MEDICAL BLOOD FREEZER
SANYO MDF-U333T

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman	: 3 dari 6
Nomor	: UDDP-WK-L4-064
Versi	: 001
Tanggal berlaku	: 21 Juli 2025
Tanggal kaji ulang	: 21 Juli 2027

Mark Medical Blood Freezer	:	Sanyo MDF-U333T
Nomor Seri/Kode Unik	:	
Lokasi	:	
Bulan & Tahun	:	

Suhu kisaran	:	-35°C - (-25 °C)
Suhu operasional	:	-30°C
Set Alarm	:	≤ -25 °C
Nilai Koreksi	:	

Suhu (°C)

Tanggal

15 16 17 18 19 20 21

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

KOMEN TERKENDALI

Ruang No.

MATERI

Dibuat oleh:

Diperiksa oleh:



FORMULIR PEMANTAUAN SUHU MEDICAL BLOOD FREEZER
SANYO MDF-U333T

Halaman	: 4 dari 6
Nomor	: UDDP-MK-L4-064
Versi	: 001
Tanggal berlaku	: 21 Juli 2025
Tanggal kaji ulang	: 21 Juli 2027

Suhu kisaran	:	-35°C - (-25 °C)
Suhu operasional	:	-30°C
Set Alarm	:	≤ -25 °C
Nilai Koreksi	:	

Merk Medical Blood Freezer	:	Sanyo MDF-U333T
Nomor Seri/Kode Unik	:	
Lokasi	:	
Bulan & Tahun	:	



UNIT DONOR DARAH PUSAT

FORMULIR PEMANTAUAN SUHU MEDICAL BLOOD FREEZER
SANYO MDF-U333TBidang
Manajemen KualitasSub Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman : 5 dari 6
Nomor : UDDP-NIK-L4-054
Versi : 001
Tanggal berlaku : 21 Juli 2025
Tanggal kajitang : 21 Juli 2027

Merk Medical Blood Freezer :
Nomor Seri/Kode Unik :
Lokasi :
Bulan & Tahun :

Sanyo MDF-U333T

Suhu kisaran : -35°C - (-25°C)
Suhu operasional : -30°C
Set Alarm : $\pm 25^{\circ}\text{C}$
Nilai Koreksi :

Keterangan :

-  Status suhu sesuai spesifikasi
-  Status suhu Alert (indikasi alarm)
-  Status suhu status Action (wajib dilakukan tindakan)
-  catat suhu, dengan memberi titik pada garis biru

Kolom cek alarm diisi saat dilakukan kalibrasi

- 1 Bubuhkan titik pada kolom suhu yang sesuai dengan tanggal dan waktu pemantauan suhu
- 2 Pemantauan Suhu dilakukan pada:
 - I : Pada pukul 07.00 ± 15 menit
 - II : Pada pukul 11.00 ± 15 menit
 - III : Pada pukul 15.00 ± 15 menit
 - IV : Pada pukul 19.00 ± 15 menit
 - V : Pada pukul 23.00 ± 15 menit
 - VI : Pada pukul 03.00 ± 15 menit
- 3 Tarik garis dari titik sebelumnya sehingga menjadi diagram garis
- 4 catat suhu setting alarm diisi setiap 6 (enam) bulan sekali pada kolom cek alarm
- 5 Petugas pemeriksa membubuhkan paraf pada kolom paraf
- 6 Jika suhu menunjukkan angka pada daerah yang diarsir, segera laporkan kepada kepala seksi/bagian terkait

Suhu ($^{\circ}\text{C}$)	Tanggal																	
	29						30						31					
	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
-15																		
-20																		
-25																		
-30																		
-35																		
-40																		
-45																		
Ditandatangani:																		
Diperiksa oleh:																		

Pelaporan Kejadian Penyimpangan Suhu

MASTER

DOCUMENT TERKENDALI

Salinan No.

Pengecekan Alarm

Hari/Tanggal	Kondisi Alarm (*Ceklis salah satu)		Keterangan	Dicatat Oleh	Diperiksa Oleh
	Berfungsi	Tidak			