



**Bidang
Manajemen Kualitas**

Sub. Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman	: 1 dari 4
Nomor	: UDDP-MK-L4-066
Versi	: 001
Tanggal berlaku	: 21 Juli 2025
Tanggal kaji ulang	: 21 Juli 2027

Merk Blood Refrigerator	:	Sanyo PCU-CS200MEB
Nomor Seri/Kode Uniq	:	1300155
Lokasi	:	Lab. IMLTD
Bulan	:	

Suhu kisaran	:	+2°C sampai +6°C
Suhu operasional	:	+4°C
Set Alarm	:	+3°C dan +5°C
Nilai Koreksi	:	

Suhu (°C)	Tanggal																											
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
8																												
7																												
6																												
5																												
4																												
3																												
2																												
1																												
0																												

MASTER

BUKUMEN TERKENDALI

Isian No

Dicatat oleh:

Diperiksa oleh:

FORMULIR PEMANTAUAN SUHU COLD ROOM
SANYO PCU-CS200MEB

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub. Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman : 2 dari 4
Nomor : UDDP-MK-L4-066
Versi : 001
Tanggal berlaku : 21 Juli 2025
Tanggal kaji ulang : 21 Juli 2027

merk Blood Refrigerator : Sanyo PCU-CS200MEB
nomor Seri/Kode Uniq : 1300155
lokasi : Lab. IMLTD
tipe :

Suhu kisaran : +2°C sampai +6°C
Suhu operasional : +4°C
Set Alarm : +3 °C dan +5°C
Nilai Koreksi :

Suhu (°C)	Tanggal																											
	15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
8																												
7																												
6																												
5																												
4																												
3																												
2																												
1																												
0																												
dicatat oleh:																												
periksa oleh:																												



FORMULIR PEMANTAUAN SUHU COLD ROOM
SANYO PCU-CS200MEB

Halaman : 3 dari 4
Nomor : UDDP-MK-L4-066
Versi : 001
Tanggal berlaku : 21 Juli 2025
Tanggal kajiulang : 21 Juli 2027

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub. Bidang
Kontrol Dokumen

Merk Blood Refrigerator : Sanyo PCU-CS200MEB
Nomor Seri/Kode Uniq : 1300155
Lokasi : Lab. IMLTD
Bulan :

Suhu kisaran : +2°C sampai +6°C
Suhu operasional : +4°C
Set Alarm : +3°C dan +5°C
Nilai Koreksi :

Suhu (°C)	Tanggal					
	29		30		31	
	I	II	I	II	I	II
8						
7						
6						
5						
4						
3						
2						
1						
0						
Dicatat oleh:						
Diperiksa oleh:						

Keterangan :

- Status suhu sesuai spesifikasi
- Status suhu Alert (indikasi alarm)
- Status suhu status Action (wajib dilakukan tindakan) catat suhu, dengan memberi titik pada garis biru

Kolom cek alarm diisi saat dilakukan kalibrasi

Catatan :

- Beri tanda titik pada garis biru (tengah kolom) pada tiap kolom sesuai dengan tanggal dan waktu Pemantauan suhu
- Pemantauan suhu dilakukan pada :
Pukul 07.00 - 09.00 WIB
Pukul 13.00 - 15.00 WIB
- Tarik garis dari titik sebelumnya sehingga menjadi diagram garis
- Petugas pemeriksa menuliskan inisial pada kolom petugas
- Jika suhu menunjukkan angka pada area yang diarsir, buat uraian kejadian dan segera laporkan kepada kasie/kasub. Terkait



 UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR PEMANTAUAN SUHU COLD ROOM SANYO PCU-CS200MEB		Halaman : 4 dari 4 Nomor : UDDP-MK-L4-066 Versi : 001 Tanggal berlaku : 21 Juli 2025 Tanggal kajiulang : 21 Juli 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub. Bidang Kontrol Dokumen	

Hari/Tanggal	Uraian Kejadian	Tindakan Perbaikan	Pelapor
		MASTER KUMEN T. Serial No	

Pengecekan Alarm					
Hari/Tanggal	Kondisi Alarm (*Ceklis salah satu)		Keterangan	Dicatat oleh	Diperiksa oleh
	Berfungsi	Tidak			