



**Bidang
Manajemen Kualitas**

Sub.Bidang
Kontrol Mutu

Halaman	: 1 dari 4
Nomor	: UDDP-MK-L4-067
Versi	: 001
Tanggal beriakui	: 21 Juli 2025
Tanggal kajiulang	: 21 Juli 2027

Nilai Koreksi :

Suhu (°C)	Tanggal																					
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
-20																						
-25																						
-30																						
-35																						
-40																						
-45																						
-50																						

Diketik oleh:
 Diperiksa oleh:



**FORMULIR PEMANTAUAN SUHU MEDICAL BLOOD FREEZER
DOMETIC MF-280**

**Bidang
Manajemen Kualitas**

Sub.Bidang
Kontrol Mutu

Halaman	: 2 dari 4
Nomor	: UDDP-MK-L4-067
Versi	: 001
Tanggal berlaku	: 21 Juli 2025
Tanggal kaji ulang	: 21 Juli 2027

Suhu kisaran	:	-40°C - (-30 °C)
Suhu operasional	:	- 35 ^o C
Set Alarm	:	≤- 30 ^o C
Nilai Koreksi	:	

Suhu (°C)	Tanggal																					
	12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
-20																						
-25																						
-30																						
-35																						
-40																						
-45																						

Dicatat oleh: _____

Diperiksa oleh: _____



FORMULIR PEMANTAUAN SUHU MEDICAL BLOOD FREEZER
DOMETIC MF-280

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub.Bidang
Kontrol Mutu

Halaman	: 3 dari 4
Nomor	: UDDP-MK-L4-067
Versi	: 001
Tanggal berlaku	: 21 Juli 2025
Tanggal kadaluarsa	: 21 Juli 2027

Suhu kisaran	:	-40°C - (-30 °C)
Suhu operasional	:	- 35 ⁰ C
Set Alarm	:	≤- 30 ⁰ C
Nilai Koreksi	:	

[illegible]

Keterangan :

Status suhu sesuai spesifikasi
Status suhu Alert (Indikasi alarm)
Status suhu status Action (wajib dilakukan tindakan)
catat suhu, dengan memberi titik pada garis
biru

Kolom cek alarm diisi saat dilakukan kalibrasi

Catatan :

- Beri tanda titik pada garis biru di setiap kolom suhu sesuai dengan tanggal dan waktu pemantauan suhu
- Pemantauan suhu dilakukan pada :
Pukul 07.00 - 09.00 WIB
Pukul 07.00 - 09.00 WIB
Pukul 13.00 - 15.00 WIB
- Hubungkan garis dari titik sebelumnya sehingga menjadi diagram garis
- Petugas pemeriksa menuliskan inisial pada kolom petugas
Jika suhu menunjukkan angka pada daerah yang diarsir, buat uraian kejadian dan segera laporkan kepada Ka.Sie/Ka.Bid terkait

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR PEMANTAUAN SUHU MEDICAL BLOOD FREEZER DOMETIC MF-280		Halaman : 4 dari 4 Nomor : UDDP-MK-L4-067 Versi : 001 Tanggal berlaku : 21 Juli 2025 Tanggal kajiulang : 21 Juli 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub. Bidang Kontrol Dokumen	

Hari/Tanggal	Uraian Kejadian	Tindakan Perbaikan	Pelapor

MASTER
DOKUMEN TERKENDALI
Selman No :

Pengecekan Alarm					
Hari/Tanggal	Kondisi Alarm (*Ceklis salah satu)		Keterangan	Dicatat oleh	Diperiksa oleh
	Berfungsi	Tidak			