



FORMULIR PEMANTAUAN SUHU *MEDICAL ULTRA LOW TEMPERATURE FREEZER*
HAIER

**Bidang
Manajemen Kualitas**

Sub. Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman	: 1 dari 4
Nomor	: UDDP-L4-MIK-068
Versi	: 001
Tanggal berlaku	: 21 Juli 2025
Tanggal kaji ulang	: 21 Juli 2027

Merk Medical *Blood Freezer* : Ultra Low Temperature Freezer

Nomor Seri/Kode Uniq : DW-861828J

Lokasi :

Bulan :

Suhu kisaran : -40 °(-86 °C)

Suhu operasional : -80°C

Set Alarm : $\leq -75^{\circ}\text{C}$

Nilai Koreksi :



FORMULIR PEMANTAUAN SUHU MEDICAL ULTRA LOW TEMPERATURE FREEZER
HAIER

UNIT DONOR DARAH PUSAT

**Bidang
Manajemen Kualitas**

Sub.Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman	: 2 dari 4
Nomor	: UDDP-L4-MK-068
Versi	: 001
Tanggal berlaku	: 21 Juli 2025
Tanggal kaji ulang	: 21 Juli 2027

Mark Medical Blood Freezer : Ultra Low Temperature Freezer

Nomor Seri/Kode Unik : DW-86L828J

Lokasi :

Bulan :

Suhu kisaran : -40 ~ (-56 °C)

Suhu operasional : -80°C

Set Alarm : $\leq -75^{\circ}\text{C}$

Nilai Koreksi :

Suhu (°C)		Tanggal																						Nilai Koreksi :	
		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22			
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
-60																									
-65																								REUMEN TERKENDALI	
-70																								Jumlah No	
-75																									
-80																									
-85																									
-90																									
Dicatat oleh:																									
Diperiksa oleh:																									

UNIT DONOR DARAH PUSAT

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub.Bidang
Kontrol Dokumen

Werk Medical Blood Freezer : Ultra Low Temperature Freezer

Nomor Seri/Kode Unik : DW-86L828J

Okasi :

Bulan :

Suhu kisaran : -40°C ~ (-86°C)

Suhu operasional : -80°C

Set Alarm : $\leq -75^{\circ}\text{C}$

Nilai Koreksi :

Suhu (°C) Tanggal

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

-60

-65

-70

-75

-80

-85

-90

Dicatat oleh:

Diperiksa oleh:



FORMULIR PEMANTAUAN SUHU MEDICAL ULTRA FREEZER
HAIER

Halaman : 4 dari 4
Nomor : UDDP-L4-MK-068
Versi : 001
Tanggal berlaku : 21 Juli 2025
Tanggal kadaluarsa : 21 Juli 2026

UNIT DONOR DARAH PUSAT

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub. Bidang
Kontrol Dokumen

Hari/Tanggal	Uraian Kejadian	Tindakan Perbaikan	Pelapor

Pengecekan Alarm

Hari/Tanggal	Kondisi Alarm (*Ceklis salah satu)		Keterangan	Dicatat oleh	Diperiksa oleh
	Berfungsi	Tidak			

Keterangan :

 Status suhu sesuai spesifikasi
 Status suhu Alert (indikasi alarm)
 Status suhu status Action (wajib dilakukan tindakan)
catat suhu, dengan memberi titik pada garis
biru

Kolom cek alarm diisi saat dilakukan kalibrasi

Catatan :

- Beri tanda titik pada garis biru (tengah kolom) pada tiap kolom sesuai dengan tanggal dan waktu
- Pemantauan suhu
Pemantauan suhu dilakukan pada :
Pukul 07.00 - 09.00 WIB
Pukul 13.00 - 15.00 WIB
- Tarik garis dari titik sebelumnya sehingga menjadi diagram garis
- Petugas pemeriksa menuliskan inisial pada kolom petugas
- Jika suhu menunjukkan angka pada area yang diarsir, buat uraian kejadian dan segera laporkan kepada kasie/kasub. Terkait