


Aerik Medical Blood Freezer : Giant Star FU-017
Nomor Seri/Kode Unik : GS 101108-385
Lokasi :
Jumlah :

Suhu kisaran : -30°C - (-20 °C)
Suhu operasional : -25°C
Set Alarm : s- 20°C
Nilai Koreksi :

Suhu (°C)	Tanggal																					
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
-10																						
-15																						
-20																						
-25																						
-30																						
-35																						
-40																						

Revisi oleh:

Periksa oleh:





FORMULIR PEMANTAUAN SUHU FREEZER
GIANT STAR FU-017

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub.Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman	: 2 dari 4
Nomor	: UDDP-MK-L4-069
Versi	: 001
Tanggal berlaku	: 21 Juli 2025
Tanggal kadaluarsa	: 21 Juli 2027

Suhu kisaran	:	-30 ^o C - (-20 °C)
Suhu operasional	:	-25 ^o C
Set Alarm	:	≤- 20 ^o C
Nilai Koreksi	:	

Suhu (°C)	Tanggal																					
	12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
-10																						
-15																						
-20																						
-25																						
-30																						
-35																						

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Revisi No. :

Dicatat oleh: _____

Diperiksa oleh: _____

Dicatat oleh:

Siperitka oloti:



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

FORMULIR PEMANTAUAN SUHU FREEZER
GIANT STAR FU-017

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub.Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman : 3 dari 4
Nomor : UDDP-MK-L4-069
Versi : 001
Tanggal bertaku : 21 Juli 2025
Tanggal kajiulang : 21 Juli 2027

Merk Medical Blood Freezer : Giant Star FU-017
Nomor Seri/Kode Uniq : GS 101108-385
Lokasi :
Bulan :

Suhu kisaran : -30°C - (-20 °C)
Suhu operasional : -25°C
Set Alarm : ≤ -20°C
Nilai Koreksi :

Suhu (°C)	Tanggal																	
	23		24		25		26		27		28		29		30		31	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
-10																		
-15																		
-20																		
-25																		
-30																		
-35																		
Dicatat oleh:																		
Diperiksa oleh:																		

Keterangan :

- Status suhu sesuai spesifikasi
- Status suhu Alert (indikasi alarm)
- Status suhu status Action (wajib dilakukan tindakan) catat suhu, dengan memberi titik pada garis biru

Kolom cek alarm diisi saat dilakukan kalibrasi

Catatan :

- Beri tanda titik pada garis biru disetiap kolom suhu sesuai dengan tanggal dan waktu pemantauan suhu
- Pemantauan suhu dilakukan pada :
Pukul 07.00 - 09.00 WIB
Pukul 07.00 - 09.00 WIB
Pukul 13.00 - 15.00 WIB
- Tarik garis dari titik sebelumnya sehingga menjadi diagram garis
- Petugas pemeriksa menuliskan inisial pada kolom petugas
Jika suhu menunjukkan angka pada daerah yang diarsir, buat uraian kejadian dan segera laporkan kepada Ka.Sie/Ka.Bid terkait



Palang
Merah
Indonesia

FORMULIR PEMANTAUAN SUHU FREEZER
GIANT STAR FU-017

Halaman : 4 dari 4
Nomor : UDDP-MK-L4-069
Versi : 001
Tanggal berlaku : 21 Juli 2025
Tanggal kadaluarsa : 21 Juli 2027

UNIT DONOR DARAH PUSAT

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub. Bidang
Kontrol Dokumen

Hari/Tanggal	Uraian Kejadian	Tindakan Perbaikan	Pelapor



Pengecekan Alarm

Hari/Tanggal	Kondisi Alarm (*Ceklis salah satu)		Keterangan	Dicatat oleh	Diperiksa oleh
	Berfungsi	Tidak			