

Mark Blood Refrigerator : Sanyo BR 107D(H)
Nomor Seri/Kode Unik : 7120041
Lokasi :
Bulan :

Suhu idaran : -2°C sampai +6°C
Suhu operasional : -4°C
Set Alarm : -3°C dan +5°C
Nilai Koreksi :

Suhu (°C)	Tanggal															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.5																
7																
6.5																
6																
5.5																
5																
4.5																
4																
3.5																
3																
2.5																
2																
1.5																
1																
0.5																
0																
-0.5																
-1																
-1.5																
-2																
-2.5																
-3																
-3.5																
-4																
-4.5																
-5																
-5.5																
-6																
-6.5																
-7																
-7.5																

KUMEN TERKENDALI

Bar No



PTSP
Pusat Transfusi Sanguin
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

FORMULIR PEMANTAUAN SUHU BLOOD REFRIGERATOR
SANYO DR 107D (H)

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman : 2 dari 3
Nomor : UDDP-LA-MK-079
Versi : 001
Tanggal berlaku : 21 Juli 2025
Tanggal kadaluarsa : 21 Juli 2027

Mark Blood Refrigerator : Sanyo DR 107D (H)
Nomor Seri/Kode Unik : 7120041
Lotus :
Sulan :

Suhu Isiran : +2°C sampai +6°C
Suhu operasional : +4°C
Set Alarm : +3°C dan +5°C
Nilai Karetol :

Suhu (°C)	17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
7.5																														
7																														
6.5																														
6																														
5.5																														
5																														
4.5																														
4																														
3.5																														
3																														
2.5																														
2																														
1.5																														
1																														

REVISI

KUMEN TERKENDAL

tan No

Pelung
Idarah
Inapetus

UNIT DOKOR DABAH PUSAT

FORMULIR PEMANTAUAN SUHU BLOOD REFRIGERATOR
SAHYO BR 107D(H)

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub. Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman
: 3 dari 3

Nomor
: UDDP-L4-MK-075

Versi
: 001

Tanggal berlaku
: 21 Juli 2025

Tanggal kadaluarsa
: 21 Juli 2027

Hari/Tanggal	Lajisan Kejadian	Tindakan Perbaikan	Palapor

DOCUMENT TERKENDALI
Salinan No :
MASTER

Penggecokan Alarm

Hari/Tanggal	Korvidal Alarm (*Ceklis salah satu)		Keterangan	Dicatat oleh	Diperiksa oleh
	Berfungsi	Tidak			

Keterangan :

Status suhu sesuai spesifikasi

Status suhu Alart (Indikasi alarm)

Status suhu status Action (wajib dilakukan tindakan)

catat suhu, dongar memberi titik pada garis biru

Kolom cek alarm diisi saat dilakukan kalibrasi

Catatan :

- Beri tanda titik pada garis biru (tengah kolom) pada tiap kolom sesuai dengan tanggal dan waktu
- Pemantauan suhu
Pemantauan suhu dilakukan pada :
Pukul 07.00 - 09.00 WIB
Pukul 13.00 - 15.00 WIB
- Tarik garis dari titik sebelumnya sehingga menjadi diagram garis
- Petugas pemantau menuliskan inisial pada kolom petugas
- Jika suhu menunjukkan angka pada area yang diarsir, buat uraian kejadian dan segera laporkan kepada kasie/kasub. Terlekt