



**Bidang
Manajemen Kualitas**

Sub.Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman	: 1 dari 4
Nomor	: UDDP-L4-MK-076
Versi	: 001
Tanggal berlaku	: 21 Juli 2025
Tanggal kajitang	: 21 Juli 2027

Suhu kisaran	:	-35 ^o C ~(-25 ^o C)
Suhu operasional	:	-30 ^o C
Set Alarm	:	≤ -25 ^o C
Nilai Koreksi	:	

[illegible]



**Bidang
Manajemen Kualitas**

Sub.Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman	: 2 dari 4
Nomor	: UDDP-L4-MK-076
Versi	: 001
Tanggal berlaku	: 21 Juli 2025
Tanggal kaji ulang	: 21 Juli 2027

Bulan :

Nilai Koreksi :

Suhu (°C)	Tanggal																					
	12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
-15																						
-20																						
-25																						
-30																						
-35																						
-40																						
			</																			



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

FORMULIR PEMANTAUAN SUHU MEDICAL BLOOD FREEZER
SANYO MDF-136

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub.Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman : 3 dari 4
Nomor : UDDP-L4-MK-076
Versi : 001
Tanggal berlaku : 21 Juli 2025
Tanggal kajiulang : 21 Juli 2027

Merk Medical Blood Freezer : Sanyo MDF-136

Nomor Seri/Kode Uniq : 21215473

Lokasi :

Bulan :

Suhu kisaran : $-35^{\circ}\text{C} \sim (-25^{\circ}\text{C})$

Suhu operasional : -30°C

Set Alarm : $\leq -25^{\circ}\text{C}$

Nilai Koreksi :

Suhu ($^{\circ}\text{C}$)	Tanggal																	
	23		24		25		26		27		28		29		30		31	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
-15																		
-20																		
-25																		
-30																		
-35																		
-40																		
-45																		

Dicatat oleh: _____

Diperiksa oleh: _____



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

FORMULIR PEMANTAUAN SUHU MEDICAL BLOOD FREEZER
SANYO MDF-136

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub. Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman : 4 dari 4
Nomor : UDDP-L4-MK-076
Versi : 001
Tanggal berlaku : 21 Juli 2025
Tanggal kadaluarsa : 21 Juli 2027

Hari/Tanggal	Uraian Kejadian	Tindakan Perbaikan	Pelapor

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No 1

Pengecekan Alarm

Hari/Tanggal	Kondisi Alarm (*Ceklis salah satu)		Keterangan	Dicatat oleh	Diperiksa oleh
	Berfungsi	Tidak			

Keterangan :



Status suhu sesuai spesifikasi
Status suhu Alert (indikasi alarm)
Status suhu status Action (wajib dilakukan tindakan)
catat suhu, dengan memberi titik pada garis
biru

Kolom cek alarm diisi saat dilakukan kalibrasi

CATATAN

- Beri tanda titik pada garis biru (tengah kolom) pada tiap kolom sesuai dengan tanggal dan waktu
Pemantauan suhu
- Pemantauan suhu dilakukan pada :
Pukul 07.00 - 09.00 WIB
Pukul 13.00 - 15.00 WIB
- Tarik garis dari titik sebelumnya sehingga menjadi diagram garis
- Petugas pemeriksa menutiskan inisial pada kolom petugas
- Jika suhu menunjukkan angka pada area yang diarsir, buat uraian kejadian dan segera laporkan kepada kasie/kasub. Terkait