



UNIT DONOR DARAH PUSAT

FORMULIR PEMANTAUAN SUHU BLOOD REFRIGERATOR
Dometic PR-750 GBidang
Manajemen KualitasSub Bidang
Kontrol Dokumen


Halaman	: 1 dari 6
Nomor	: UDDP-MK-LA-081
Revisi	: 001
Tanggal berlaku	: 21 Juli 2025
Tanggal kadaluarsa	: 21 Juli 2027

Unit Blood Refrigerator
Nomor Seri/Kode Unik
Klasifikasi
Jumlah

: Dometic PR-750 G
: 0441310
: Lab. Komponen

Suhu kisaran	: +2°C sampai +6°C
Suhu operasional	: +4°C
Set Alarm	: +3°C dan +5°C
Waktu koreksi	:

Tanggal



[illegible]

Merk Blood Refrigerator	:	Domestic PR-750 G
Numor Seri/Code Uniq	:	0441310
Lokasi	:	Lab. Komponen
Bulan	:	

Suhu Isirah	:	+2°C sampai +6°C
Suhu operasional	:	+4°C
Set Alarm	:	+3°C dan +5°C
Nilai Koreksi	:	

The image shows a blank, lined notebook page with a grid pattern. The page is divided into sections by horizontal lines. The top section is labeled "Suhu (°C)" and "Tanggal". Below this, there are several rows of text, including "MATERI", "JENIS TERKENDALI", and "No.". The page is mostly empty, with only a few lines of text visible.

Merk Blood Refrigerator : KHRICH BL 300

Nomor Seri/Kode Unik : 2B09925535

Lokasi : Lab. Komponen


Bulan :

Suhu Isiran : +2 °C sampai +6 °C

Suhu operasional : +4 °C


Set Alarm : +3 °C dan +5 °C

Nilai Koreksi :



Merek Blood Refrigerator : Domestic PR-750 G
 Nomor Seri/Kode Unit : 0441310
 Lokasi : Lab. Komponen
 Bulan :

Suhu kisaran : $+2^{\circ}\text{C}$ sampai $+6^{\circ}\text{C}$
 Suhu operasional : $+4^{\circ}\text{C}$
 Set Alarm : $+3^{\circ}\text{C}$ dan $+5^{\circ}\text{C}$
 Bilal Koroid :



Keterangan :

- Status suhu sesuai spesifikasi
 - Status suhu Alert (indikasi alarm)
 - Status suhu status Action (wajib dilakukan tindakan)
- catat suhu, dengan memberi titik pada garis biru

Kolom cek alarm diisi saat dilakukan kalibrasi

1. Bubuhkan titik pada kolom suhu yang sesuai dengan tanggal dan waktu pemantauan suhu
2. Pemantauan Suhu dilakukan pada:
 - I : Pada pukul 07.00 $\pm$ 15 menit
 - II : Pada pukul 11.00 $\pm$ 15 menit
 - III : Pada pukul 15.00 $\pm$ 15 menit
 - IV : Pada pukul 19.00 $\pm$ 15 menit
 - V : Pada pukul 23.00 $\pm$ 15 menit
 - VI : Pada pukul 03.00 $\pm$ 15 menit
3. Tarik garis dari titik sebelumnya sehingga menjadi diagram garis
4. catat suhu setting alarm diisi setiap 6 (enam) bulan sekali pada kolom cek alarm
5. Petugas pemeriksa membubuhkan paraf pada kolom paraf
6. Jika suhu menunjukkan angka pada daerah yang diarsir, segera laporkan kepada kepala seksi/bagian terkait

Stempel No.

