

# INSTRUKSI KERJA INPUT KANTONG PLASMA UNTUK PENGEPAKAN DAN CETAK LABEL KARDUS

|                 |   |                                                                              |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| NO DOKUMEN      | : | UDDP-BBFP-L3-003                                                             |
| VERSI           | : | 002                                                                          |
| TANGGAL BERLAKU | : | 12 Maret 2026                                                                |
| TANGGAL REVIEW  | : | 12 Maret 2028                                                                |
| STATUS DOKUMEN  | : | MASTER: <input type="checkbox"/> SALINAN NO: <input type="text" value="01"/> |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Disusun oleh:</p> <p>Wahyono, S. Pd<br/>Kasie. Penerimaan, Penyimpanan dan Pengiriman<br/>UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>               | <p>Tanda tangan: </p> <p>Tanggal: 09 Maret 2026</p>   |
| <p>Diperiksa oleh:</p> <p>Arfat Lusinanto, S. Si, M. Biomed<br/>Kasubid. Bahan Baku fraksionasi Plasma<br/>UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p> | <p>Tanda tangan: </p> <p>Tanggal: 10 Maret 2026</p> |
| <p>Disetujui oleh:</p> <p>dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed<br/>Kabid. Pelayanan Darah<br/>UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>             | <p>Tanda tangan: </p> <p>Tanggal: 11 Maret 2026</p> |
| <p>Disahkan oleh:</p> <p>dr. Srihartaty, M. Biomed<br/>Manajer Kualitas<br/>Unit Donor Darah Pusat PMI</p>                                      | <p>Tanda tangan: </p> <p>Tanggal: 11 Maret 2026</p> |

DOKUMEN TERKENDALI  
Salinan...

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br><b>UNIT DONOR DARAH PUSAT</b> | <b>INSTRUKSI KERJA</b><br><b>INPUT KANTONG PLASMA UNTUK</b><br><b>PENGEPAKAN DAN CETAK LABEL</b><br><b>KARDUS</b> |                                          | Halaman 2 dari 7<br>Nomor : UDDP-BBFP-L3-003<br>Versi : 002<br>Tanggal berlaku : 12 Maret 2026<br>Tanggal kajiulang : 12 Maret 2028 |
|                                                                                                                                                  | Bidang Pelayanan Darah                                                                                            | Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma |                                                                                                                                     |

## 1. Tujuan

Instruksi Kerja (IK) ini digunakan sebagai petunjuk teknis dalam memasukkan data kantong plasma ke dalam SIMDONDAR dan cetak label kardus saat melakukan prosedur pengemasan untuk pengiriman Plasma Fraksionasi (PuF) ke Fraksionator yang telah ditunjuk oleh pemerintah

## 2. Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini digunakan oleh tim *scanning* yang terdiri dari satu orang petugas teknis dan satu orang petugas IT

## 3. Prosedur yang terkait

Standar Prosedur Operasional Pengemasan dan Transportasi Plasma untuk transportasi.

## 4. Referensi

- 3.1. Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma
- 3.2. Perka BPOM No.10 tahun 2017 tentang Penerapan CPOB di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis

## 5. Peralatan


- 4.1. Komputer set dengan SIMDONDAR versi 3.7
- 4.2. *Barcode scanner*
- 4.3. *Printer barcode*

## 6. Bahan

- 5.1. Kantong Plasma untuk PuF
- 5.2. Kertas *Barcode* untuk label sampel dan kardus sesuai spesifikasi sistem SIMDONDAR.
- 5.3. *Ribbon Print Barcode*

## 7. Instruksi Kerja

- 6.1. Login ke SIMDONDAR versi 3.7
- 6.2. Setelah berhasil login, masuk ke modul fraksionasi
- 6.3. Pilih menu **distribusi PuF**
- 6.4. Pilih submenu **input pengiriman** untuk proses input data plasma untuk pengiriman PuF
- 6.5. Pada kolom tujuan pengiriman pilih **UDD PUSAT PMI**
- 6.6. Pada kolom catatan isi dengan Pengiriman PuF
- 6.7. Cek suhu kantong plasma pertama yang akan discan untuk setiap kardus menggunakan *thermogun*




|                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br><b>UNIT DONOR DARAH PUSAT</b> | <b>INSTRUKSI KERJA</b><br><b>INPUT KANTONG PLASMA UNTUK</b><br><b>PENGEPAKAN DAN CETAK LABEL</b><br><b>KARDUS</b> |                                          | Halaman 3 dari 7<br>Nomor : UDDP-BBFP-L3-003<br>Versi : 002<br>Tanggal berlaku : 12 Maret 2026<br>Tanggal kajiulang : 12 Maret 2028 |
|                                                                                                                                                  | Bidang Pelayanan Darah                                                                                            | Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma |                                                                                                                                     |

- 6.8. Pada kolom suhu saat dikirim isi dengan data suhu kantong plasma pertama dari kardus yang akan digunakan untuk pengepakan
- 6.9. Pada kolom kode thermometer isi dengan kode *data logger* menggunakan kode wilayah dilanjutkan dengan nomor *data logger*. Contoh: Kode data logger 1 UDD Pusat PMI: 3174-1
- 6.10. Pada kolom cara kirim pilih: melalui pihak ketiga
- 6.11. Pada kolom nama pihak ketiga isi dengan PT.Kiat Ananda Group
- 6.12. Petugas teknis melakukan scan kantong plasma
  - a. Kantong 350 mL: 40 kantong
  - b. Kantong 450 mL: 32 kantong
  - c. Kantong apheresis: 12 kantong
- 6.13. Jika ada masalah saat input data kantong, lapor ke petugas IT untuk ditangani dengan segera. Abaikan kantong plasma yang bermasalah untuk ditangani tim IT, segera ganti dengan kantong baru yang telah disiapkan
- 6.14. Setelah semua kantong plasma untuk satu kardus discan, klik simpan
- 6.15. Untuk memeriksa data kantong plasma yang telah diinput, lihat di submenu **data pengiriman**
- 6.16. Nomor kardus akan otomatis ter-generate ketika menyimpan data kantong plasma
- 6.17. Untuk mereview label barcode QR, pilih icon gambar barcode dari salah satu data
- 6.18. Untuk mencetak label, pilih icon gambar print pada bagian kanan atas dan pilih printer yang sesuai, kemudian pilih print
- 6.19. Periksa hasil QR dan barcode. Pastikan setiap kardus memiliki satu set QR kardus dan barcode kantong (3 lembar QR kardus dan 32 atau 40 atau 12 lembar barcode kantong plasma)
- 6.20. Untuk mencetak dokumen pengiriman, pilih **gambar print** dari salah satu data, kemudian pilih printer yang sesuai, kemudian pilih **print**
- 6.21. Plasma yang telah discan untuk setiap kardus beserta satu set QR kardus dan barcode kantong diberikan kepada tim pengepakan
- 6.22. Pastikan waktu yang diperlukan untuk proses yang dilakukan pada suhu ruangan tidak lebih dari lima menit

## 8. Riwayat Perubahan

| Nomor Versi | Tanggal Efektif | Referensi                                                      | Kesimpulan perubahan                                 |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 001         | 20 Juni 2025    | PMK No.4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma | Dokumen baru                                         |
| 002         | 12 Maret 2026   |                                                                | Penambahan jumlah kantong pada kardus plasmapheresis |



|                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br><b>UNIT DONOR DARAH PUSAT</b> | <b>INSTRUKSI KERJA</b><br><b>INPUT KANTONG PLASMA UNTUK</b><br><b>PENGEPAKAN DAN CETAK LABEL</b><br><b>KARDUS</b> |                                          | Halaman 4 dari 7<br>Nomor : UDDP-BBFP-L3-003<br>Versi : 002<br>Tanggal berlaku : 12 Maret 2026<br>Tanggal kajiulang : 12 Maret 2028 |
|                                                                                                                                                  | Bidang Pelayanan Darah                                                                                            | Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma |                                                                                                                                     |

Lampiran: Menu SIMDONDAR Versi 3.7 modul Fraksionasi

1. Login SIMDONDAR Versi 3.7




2. Pilih ganti Level
3. Pilih modul fraksionasi



4. Pilih menu distribusi PuF
5. Pilih submenu input pengiriman untuk proses input data plasma untuk pengiriman PuF

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br><b>UNIT DONOR DARAH PUSAT</b> | <b>INSTRUKSI KERJA</b><br><b>INPUT KANTONG PLASMA UNTUK</b><br><b>PENGEPAKAN DAN CETAK LABEL</b><br><b>KARDUS</b> |                                          | Halaman 5 dari 7<br>Nomor : UDDP-BBFP-L3-003<br>Versi : 002<br>Tanggal berlaku : 12 Maret 2026<br>Tanggal kajiulang : 12 Maret 2028 |
|                                                                                                                                                 | Bidang Pelayanan Darah                                                                                            | Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma |                                                                                                                                     |



6. Pada setiap kolom diisi dengan lengkap



7. Untuk memeriksa data kantong plasma yang telah diinput, lihat di submenu data pengiriman




|                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br><b>UNIT DONOR DARAH PUSAT</b> | <b>INSTRUKSI KERJA</b><br><b>INPUT KANTONG PLASMA UNTUK</b><br><b>PENGPEKAMAN DAN CETAK LABEL</b><br><b>KARDUS</b> |                                          | Halaman 6 dari 7<br>Nomor : UDDP-BBFP-L3-003<br>Versi : 002<br>Tanggal berlaku : 12 Maret 2026<br>Tanggal kajiulang : 12 Maret 2028 |
|                                                                                                                                                  | Bidang Pelayanan Darah                                                                                             | Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma |                                                                                                                                     |



azis (AZIS KRISHNADI SLAMET), FRAKSIONASI (1085 x 596)

8. Untuk mereview label barcode QR, pilih icon gambar barcode dari salah satu data



**Data Pengiriman PuF**


Filter + Input Kembali

Show 10 entries Search


| No            | Tanggal    | Nomor            | Dikirim ke    | Jumlah   | Volume (mL) | Kode Box      | Kode Termometer | Suhu kamar | Petugas | Catatan        | Status         |
|---------------|------------|------------------|---------------|----------|-------------|---------------|-----------------|------------|---------|----------------|----------------|
| 1             | 2025-05-06 | 317PCPD250500001 | UDO PUSAT PMI | 1        | 121         | 317P25050001P | TR-01           | -25°C      | theo    | Pengiriman PuF | Sedang dikirim |
| 2             | 2025-05-06 | 317PCPD250500002 | UDO PUSAT PMI | 1        | 199         | 317P25050002P | TR-01           | -25°C      | theo    | Pengiriman PuF | Sedang dikirim |
| 3             | 2025-05-06 | 317PCPD250500003 | UDO PUSAT PMI | 1        | 193         | 317P25050003P | TR01            | -25°C      | theo    | Pengiriman PuF | Sedang dikirim |
| 4             | 2025-05-06 | 317PCPD250500004 | UDO PUSAT PMI | 1        | 178         | 317P25050004P | TR01            | -24°C      | theo    | Pengiriman PuF | Sedang dikirim |
| 5             | 2025-05-07 | 317PCPD250500005 | UDO PUSAT PMI | 1        | 177         | 317P25050005P | tr-02           | -25°C      | theo    | Pengiriman PuF | Sedang dikirim |
| <b>Jumlah</b> |            |                  |               | <b>5</b> | <b>868</b>  |               |                 |            |         |                |                |

azis (AZIS KRISHNADI SLAMET), FRAKSIONASI (1086 x 596)

9. Untuk mencetak label, pilih icon gambar print pada bagian kanan atas dan pilih printer yang sesuai, kemudian pilih print



|                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br><b>UNIT DONOR DARAH PUSAT</b> | <b>INSTRUKSI KERJA</b><br><b>INPUT KANTONG PLASMA UNTUK</b><br><b>PENGEPAKAN DAN CETAK LABEL</b><br><b>KARDUS</b> |                                          | Halaman 7 dari 7<br>Nomor : UDDP-BBFP-L3-003<br>Versi : 002<br>Tanggal berlaku : 12 Maret 2026<br>Tanggal kajiulang : 12 Maret 2028 |
|                                                                                                                                                  | Bidang Pelayanan Darah                                                                                            | Sub Bidang Bahan Baku Fraksionasi Plasma |                                                                                                                                     |




**Data Pengiri** Cetak Label Box 317PDPD250500001

| No | Tanggal    | DETAIL DATA      |               |     |     |               |       |       |      |                |               |
|----|------------|------------------|---------------|-----|-----|---------------|-------|-------|------|----------------|---------------|
| 1  | 2025-05-04 | [Image of Label] |               |     |     |               |       |       |      |                |               |
| 2  | 2025-05-04 | [Image of Label] |               |     |     |               |       |       |      |                |               |
| 3  | 2025-05-06 | 317PDPD250500001 | UDD PUSAT PMI | 1   | 193 | 317P25050003P | TR01  | -25°C | theo | Pengiriman PuF | Sedang dikiri |
| 4  | 2025-05-06 | 317PDPD250500004 | UDD PUSAT PMI | 1   | 176 | 317P25050004P | TR01  | -24°C | theo | Pengiriman PuF | Sedang dikiri |
| 5  | 2025-05-07 | 317PDPD250500005 | UDD PUSAT PMI | 1   | 177 | 317P25050005P | TR-02 | -25°C | theo | Pengiriman PuF | Sedang dikiri |
|    |            | Jumlah           | 5             | 888 |     |               |       |       |      |                |               |

axis (AZI S KRISHADI SLAMET), FRAKSIONASI (1266 x 596)

- Periksa hasil QR dan barcode. Pastikan setiap kardus memiliki satu set QR kardus dan barcode kantong (3 lembar QR kardus dan 32 atau 40 lembar barcode kantong plasma).
- Untuk mencetak dokumen pengiriman, pilih gambar print dari salah satu data, kemudian pilih printer yang sesuai, kemudian pilih print.



**Cetak Dokumen** 317PDPD250500001

UTDXX-PO-PuF-L4-002 317PDPD250500001

UDD PUSAT PMI  
Formulir Formulir Distribusi Plasma Untuk Fraksionasi

FORMULIR DISTRIBUSI DI ASMA UNITIV EDAGE

|   |            |                  |               |     |     |               |       |       |      |                |               |
|---|------------|------------------|---------------|-----|-----|---------------|-------|-------|------|----------------|---------------|
| 5 | 2025-05-07 | 317PDPD250500005 | UDD PUSAT PMI | 1   | 177 | 317P25050005P | TR-02 | -25°C | theo | Pengiriman PuF | Sedang dikiri |
|   |            | Jumlah           | 5             | 888 |     |               |       |       |      |                |               |

axis (AZI S KRISHADI SLAMET), FRAKSIONASI (1266 x 596)

