


STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

UJI PEMASTIAN MUTU

ALAT DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)

NO DOKUMEN	:	UDDP-PM-L2-001
VERSI	:	005
TANGGAL BERLAKU	:	27 FEBRUARI 2026
TANGGAL REVIEW	:	27 FEBRUARI 2028
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : ☒ COPY NO : <u>01</u>

Disusun oleh: Syifa Fauzia, A.Md.Kes Staf Sub Bidang Pengawasan Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 20 Februari 2026
Diperiksa oleh : Riana Rizki Wulandari, A.Md.AK., S.Si Staf Sub Bidang Pengawasan Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 23 Februari 2026
Disetujui oleh : Ali Nuryadin, A.Md.Kes, M.K.M. Kepala Sub Bidang Pengawasan Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 25 Februari 2026
Disahkan oleh: dr. Sri Hartaty, M.Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 26 Februari 2026

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU ALAT DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)		Halaman : 1 dari 16 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 005 Tanggal berlaku : 27 Feb 2026 Tanggal kaji ulang : 27 Feb 2028
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini sebagai petunjuk bagi petugas dalam melakukan pengujian kualifikasi dan validasi alat dan/atau BHP yang diajukan oleh pemohon sebelum di distribusikan ke lingkungan UDD PMI. SPO ini juga merupakan petunjuk bagi petugas dalam melakukan uji pemastian mutu ulang dan *post market* alat dan/atau BHP. Pengujiannya disesuaikan dengan standar spesifikasi alat dan/atau BHP sesuai standar, sehingga dapat menghasilkan produk yang aman, efektif, dan konsisten dalam pelayanan darah di lingkungan UDD PMI.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh seluruh petugas yang kompeten dalam melakukan uji pemastian mutu alat dan/atau BHP yang baru, uji pemastian mutu ulang, dan *post market*.

SPO ini meliputi persyaratan administratif berupa kelengkapan dokumen dan persyaratan teknis berupa kelulusan uji kualifikasi (desain, instalasi, operasional, dan kinerja) untuk alat dan uji validasi untuk BHP dan proses.

SPO ini juga merupakan acuan untuk pemohon dalam memenuhi persyaratan pelaksanaan uji pemastian mutu alat dan/atau BHP.

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Butir 2.34 (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Higiene Petugas (teknisi) untuk memastikan perlindungan produk, donor dan karyawan terhadap kontaminasi, petugas mengenakan APD seperti pakaian pelindung diri yang bersih sesuai tugas yang mereka lakukan. Gunakan sarung tangan sekali pakai atau steril saat menangani bahan yang mungkin bersentuhan dengan darah.

3.2 Butir 5.1 (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Sarana, prasarana, dan peralatan harus dikualifikasi sebelum digunakan. Sistem, proses, dan pengujian harus divalidasi, yang melibatkan pertimbangan yang lebih luas di luar sarana, prasarana dan peralatan yang digunakan. Namun, dalam standar ini, istilah validasi digunakan dalam pengertian umum, meliputi kegiatan kualifikasi maupun validasi.

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU ALAT DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)		Halaman : 2 dari 16 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 005 Tanggal berlaku : 27 Feb 2026 Tanggal kaji ulang : 27 Feb 2028
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

3.3 Butir 5.2 (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Setiap perubahan yang direncanakan pada sarana dan prasarana, peralatan, sarana penunjang, dan proses harus didokumentasikan secara resmi dan dampaknya terhadap mutu komponen darah harus divalidasi.

3.4 Butir 5.21 (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Kegiatan kualifikasi harus mempertimbangkan semua tahap mulai dari pengembangan awal sesuai spesifikasi kebutuhan pengguna sampai pada akhir penggunaan peralatan, sarana dan prasarana, sarana penunjang, atau sistem. Tahap utama dan beberapa kriteria yang diusulkan dapat disertakan dalam urutan sebagaimana dijelaskan pada angka 5.22 hingga angka 5.27.

3.5 Butir 5.53 (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Hal berikut ini penting untuk mempertahankan status tervalidasi (*validated state*):

- Kalibrasi dan pemantauan;
- Preventif dan *maintenance*;
- Pelatihan dan kompetensi;
- Rekualifikasi pemasok;
- Tinjauan berkala;
- Pemantauan kinerja;
- System retirement*



3.6 Butir 5.57 (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Spesifikasi sistem pengujian yang perlu ditetapkan dan/atau dipenuhi oleh pembuat adalah:

- Spesifisitas;
- Sensitivitas;
- Akurasi dan keterulangan;
- Reprodusibilitas;
- Gangguan yang diketahui (misal sera terhemolisis, lipemik sera); dan
- Batas bawah dan batas atas deteksi

3.7 Butir 5.18. (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Hasil yang tidak memenuhi kriteria keberterimaan yang telah ditentukan harus dicatat sebagai penyimpangan dan diinvestigasi secara menyeluruh sesuai prosedur internal. Setiap implikasi terhadap validasi harus dibahas dalam laporan.



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU ALAT DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)		Halaman : 3 dari 16 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 005 Tanggal berlaku : 27 Feb 2026 Tanggal kaji ulang : 27 Feb 2028
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

3.8 Butir 5.19. (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Pengkajian dan pengambilan kesimpulan validasi harus dilaporkan dan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan kriteria keberterimaan. Tiap perubahan terhadap kriteria keberterimaan harus dijustifikasi secara ilmiah dan rekomendasi akhir dibuat sebagai luaran validasi.

3.9 Butir 5.28. (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Harus dilakukan evaluasi terhadap peralatan, sarana dan prasarana, serta sistem secara berkala untuk memastikan bahwa status kualifikasi tetap terkendali.

3.10 Butir 5.29. (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Bila diperlukan kualifikasi ulang yang dilakukan pada periode waktu tertentu, periode dan kriteria untuk evaluasi harus ditetapkan. Selanjutnya, ~~kemungkinan perubahan minor~~ dari waktu ke waktu harus dinilai.

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

MASTER

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Standar Cara Pembuatan Obat Yang Baik di Unit Pengelola Darah Dan Bank Plasma

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 Pemastian Mutu: Suatu bagian dari manajemen mutu yang berfokus pada pemastian bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi.
- 5.2 Kualifikasi: Suatu rangkaian tindakan yang digunakan untuk memberikan bukti terdokumentasi bahwa setiap peralatan, bahan kritis, atau reagen yang digunakan untuk menghasilkan produk akhir yang mungkin memengaruhi mutu atau keamanan produk, yang handal, sebagaimana ditetapkan dan mendapatkan hasil yang diharapkan
- 5.3 Validasi: Suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan.
- 5.4 Pengawasan Mutu: Pengawasan mutu adalah bagian dari CPOB yang berhubungan dengan spesifikasi, pengambilan sampel, dan pengujian. Pengawasan mutu juga berhubungan dengan organisasi, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa pengujian yang diperlukan dan relevan telah dilakukan dan bahwa bahan yang belum diluluskan tidak

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU ALAT DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)		Halaman : 4 dari 16 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 005 Tanggal berlaku : 27 Feb 2026 Tanggal kaji ulang : 27 Feb 2028
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

digunakan serta produk yang belum diluluskan tidak digunakan/ didistribusikan sebelum mutunya dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat.

- 5.5 Kualifikasi Desain: Kualifikasi Desain (KD) adalah unsur pertama dalam melakukan validasi terhadap fasilitas, sistem atau peralatan baru. Desain hendaklah memenuhi ketentuan CPOB dan didokumentasikan.
- 5.6 Kualifikasi Instalasi: Berupa kegiatan validasi yang menghasilkan dokumen verifikasi yang menyatakan bahwa peralatan tersebut telah diinstal sesuai dengan spesifikasi UDDP dan rekomendasi dari manufaktur/pabrik.
- 5.7 Kualifikasi Operasional: Berupa kegiatan validasi yang menghasilkan dokumen verifikasi yang menyatakan bahwa sistem dan subsistem dapat bekerja dalam rentang operasional yang dipersyaratkan.
- 5.8 Kualifikasi Kinerja: Berupa kegiatan validasi yang menghasilkan dokumen verifikasi yang menjelaskan bahwa peralatan ini telah bekerja sesuai dengan fungsinya dan memenuhi spesifikasi proses.
- 5.9 Pemohon/pelaku usaha: Distributor atau principal dari alat dan/atau BHP yang mengajukan permohonan uji pemastian mutu terhadap alat dan/atau BHP ke UDD Pusat PMI
- 5.10 *Post market*: Berupa kegiatan pengawasan rutin untuk memastikan produk alat dan/atau BHP yang beredar di lingkungan UDD PMI memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat.

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

6. Peran dan Tanggung jawab

Peran	Tanggung Jawab
Manager Kualitas	- Melakukan kontrol dokumen terhadap SPO, protokol, laporan hasil Uji Pemastian Mutu, pemastian mutu ulang, dan <i>post market</i> - Mengesahkan dan meninjau ulang SPO, protokol, laporan hasil, formulir terkait hasil uji pemastian mutu alat dan/atau BHP, pemastian mutu ulang, dan <i>post market</i> - Mengawasi pelaksanaan proses, membuat laporan tindakan perbaikan, pencegahan dan tindak lanjutnya
Kepala Sub Bidang pengawasan mutu	Melakukan perencanaan kegiatan uji pemastian mutu untuk alat dan/atau BHP baru

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU ALAT DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)		Halaman : 5 dari 16 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 005 Tanggal berlaku : 27 Feb 2026 Tanggal kaji ulang : 27 Feb 2028
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

Peran	Tanggung Jawab
DOKUMEN TERKENDALI Salinan No :	• Memberikan persetujuan pada SPO, protokol, dan laporan hasil keseluruhan kegiatan yang berlangsung di uji pemastian mutu, pemastian mutu ulang, dan <i>post market</i> • Menindaklanjuti laporan kegiatan dengan memberikan surat keterangan hasil uji pemastian mutu dan pemastian mutu ulang • Membuat surat jawaban permohonan uji pemastian mutu • Membuat surat keterangan hasil pemastian mutu alat dan/atau BHP dan pemastian mutu ulang • Merevisi dan menyetujui SPO, IK, dan protokol • Mengawasi pelaksanaan proses, membuat laporan tindakan perbaikan, pencegahan dan tindak lanjutnya • Melaporkan kegiatan dengan memberikan laporan surat keterangan hasil uji MASTER • Melakukan dokumentasi terhadap dokumen PKS
Staf pengawasan mutu & petugas bidang terkait	• Membuat SPO dan Instruksi Kerja • Membuat surat jawaban dan lampiran uji pemastian mutu kepada pemohon • Menyusun protokol uji pemastian mutu alat dan/atau BHP • Menerima alat dan/atau BHP dari pemasok • Melakukan uji pemastian mutu alat dan/atau BHP • Membuat laporan hasil uji pemastian mutu alat dan/atau BHP
Pemohon	• Membuat surat permohonan uji pemastian mutu • Menerima surat jawaban permohonan uji pemastian mutu dari UDDP PMI • Melengkapi persyaratan uji pemastian mutu • Mengisi formulir persetujuan uji pemastian mutu • Mematuhi persyaratan dan tata tertib uji pemastian mutu • Melakukan pembayaran administrasi proses uji pemastian mutu alat dan/atau BHP

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU ALAT DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)		Halaman : 6 dari 16 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 005 Tanggal berlaku : 27 Feb 2026 Tanggal kaji ulang : 27 Feb 2028
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

Peran	Tanggung Jawab
	- Membawa dan menginstal alat dan/atau BHP yang akan diuji dilengkapi dengan alat penunjang lainnya - Melakukan kualifikasi instalasi dan kualifikasi operasional peralatan bersama tim penguji - Melakukan pelatihan singkat seperti presentasi mengenai alat dan/atau BHP, demo alat dan/atau BHP - Melakukan <i>uninstall</i> dan menarik alat setelah selesai dilakukan uji pemastian mutu

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

7. Prosedur

7.1 Persiapan Uji Pemastian Mutu

- 7.1.1 Buat surat permohonan uji pemastian mutu alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP) oleh pemohon, surat ini berlaku maksimal 6 bulan setelah tanggal penerbitan surat permohonan
- 7.1.2 Terima surat permohonan uji pemastian mutu alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP) oleh Kepala UDD Pusat & Manager Kualitas
- 7.1.3 Terima disposisi surat permohonan uji pemastian mutu alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP) oleh Kepala Sub Bidang Pengawasan Mutu menerima dari Kepala UDD Pusat & Manager Kualitas
- 7.1.4 Buat surat jawaban atas surat permohonan uji pemastian mutu alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP), persyaratan (UDDP-PM-L4-001), dan tata tertib uji pemastian mutu (UDDP-PM-L4-002) oleh Kepala Sub Bidang Pengawasan Mutu kepada pemohon paling lambat 3 bulan setelah diterimanya disposisi surat permohonan
- 7.1.5 Buat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengujian oleh Kepala Sub Bidang Pengawasan Mutu
- 7.1.6 Lakukan pengecekan dan menyetujui RAB oleh Manajer kualitas
- 7.1.7 Sahkan RAB oleh Kepala UDD Pusat PMI dan menyerahkannya kepada Sub Bidang Pengawasan Mutu
- 7.1.8 Lakukan penyerahan RAB dan jadwal pelaksanaan alat/BHP yang akan di uji oleh Sub bidang pengawasan mutu (penguji) kepada pemohon
- 7.1.9 Terima dan menyetujui RAB dan jadwal pelaksanaan oleh pemohon

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU ALAT DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)		Halaman : 7 dari 16 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 005 Tanggal berlaku : 27 Feb 2026 Tanggal kaji ulang : 27 Feb 2028
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

- 7.1.10 Tandatangani formulir persetujuan Uji Pemastian Mutu alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP) (UDDP-PM-L4-003) oleh pemohon
 - 7.1.11 Lakukan pembayaran biaya uji pemastian mutu oleh pemohon, sesuai RAB yang telah diterima dan aturan yang berlaku
 - 7.1.12 Lengkapi dan menyerahkan dokumen dengan lengkap (*hardcopy* dan atau *softcopy*) oleh pemohon uji pemastian mutu kepada Sub Bidang Pengawasan Mutu
 - 7.1.13 Susun protokol uji pemastian mutu alat dan/atau BHP terkait oleh Sub bidang pengawasan mutu (penguji)
 - 7.1.14 Serahkan protokol uji oleh Sub bidang pengawasan mutu (penguji) kepada Manager Kualitas untuk disetujui
 - 7.1.15 Lakukan pengecekan daya listrik dan area pengujian sebelum pengiriman dan/atau instaliasi alat dan/atau BHP yang dilakukan oleh teknisi/pemohon dan didampingi staf sub bidang rumah tangga
 - 7.1.16 Kirim alat dan/atau BHP oleh pemohon yang akan dilakukan uji pemastian mutu di UDD Pusat PMI
 - 7.1.17 Terima alat dan/atau BHP oleh Sub bidang pengawasan mutu (penguji) dari pemohon dan mengecek kelengkapan alat serta dokumen
- 7.2 Uji Pemastian Mutu**
- 7.2.1 Lakukan proses kualifikasi instalasi (KI) oleh pemohon terhadap alat yang didampingi dan dimonitor staf Sub bidang pengawasan mutu (penguji)
 - 7.2.2 Lakukan proses *training* oleh pemohon terkait alat dan/atau BHP terhadap Sub bidang pengawasan mutu (penguji)
 - 7.2.3 Lakukan Kualifikasi Operasional (KO) terhadap alat dan/atau BHP oleh Staf Sub bidang pengawasan mutu (penguji) dan pemohon
 - 7.2.4 Lakukan uji Kualifikasi Kinerja (KK) pada alat dan/atau BHP terhadap sampel atau kontrol yang sesuai oleh Staf Sub bidang pengawasan mutu (penguji) mengacu pada protokol uji pemastian mutu alat dan/atau BHP yang telah disusun dan disahkan.
 - 7.2.5 Lakukan uji validasi yang sesuai oleh Staf Sub bidang pengawasan mutu (penguji) mengacu pada protokol uji pemastian mutu alat dan/atau BHP
 - 7.2.6 Lakukan interpretasi seluruh hasil pengujian dan mendokumentasikan seluruh kegiatan uji pemastian mutu meliputi (Kualifikasi Desain, Kualifikasi Instalasi, Kualifikasi Operasional dan Kualifikasi Kinerja) oleh Staf Sub bidang pengawasan mutu (penguji)
 - 7.2.7 Buat laporan hasil uji pemastian mutu oleh Staf Sub bidang pengawasan mutu (penguji)

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU ALAT DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)		Halaman : 8 dari 16 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 005 Tanggal berlaku : 27 Feb 2026 Tanggal kaji ulang : 27 Feb 2028
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

- 7.2.8 Lakukan pemeriksaan kembali laporan hasil uji pemastian mutu dan membuat surat keterangan hasil uji pemastian mutu alat dan/atau BHP oleh Kepala sub bidang pengawasan mutu
 - 7.2.9 Periksa dan setuju laporan hasil uji pemastian mutu alat dan/atau BHP oleh Manager Kualitas
 - 7.2.10 Setujui surat keterangan hasil uji pemastian mutu alat dan/atau BHP oleh Manager Kualitas selanjutnya menyerahkan kepada Kepala UDD Pusat PMI
 - 7.2.11 Terima laporan hasil uji pemastian mutu dan mengesahkan surat keterangan hasil uji pemastian mutu alat dan/atau BHP oleh Kepala UDD Pusat PMI
 - 7.2.12 Terima laporan hasil dan surat keterangan hasil uji pemastian mutu alat dan/atau BHP terkait oleh pemohon dan didokumentasi dalam berita acara serah terima dokumen hasil uji pemastian mutu (UDDP-PM-L4-004). Surat keterangan uji pemastian mutu alat dan/atau BHP berlaku 3 tahun setelah tanggal pengesahan surat.
 - 7.2.13 Lakukan *uninstall* dan penarikan alat oleh pemohon yang didampingi Staf Sub Bidang Pengawasan Mutu (penguji)
- 7.3 Pemastian Mutu Ulang
- 7.3.1 Lakukan pemastian mutu ulang setelah masa berlaku surat keterangan berakhir (3 tahun)
 - 7.3.2 Pengujian pemastian mutu ulang dilakukan secara teknis dan kelengkapan dokumen terhadap alat dan/atau BHP tersebut terhadap 1 (satu) nomor lot.
 - 7.3.3 Pemastian mutu ulang dapat dilakukan tanpa harus menunggu masa berlaku surat keterangan berakhir (poin 7.3.1) apabila ditemukan hal sebagai berikut:
 - 7.3.2.1. Perubahan pada spesifikasi alat, komposisi reagen, dan/atau parameter pengoperasiannya.
 - 7.3.2.2. Perbaikan fungsional pada alat
 - 7.3.2.3. Hasil dari kontrol mutu, kalibrasi, dan hasil dari monitoring *post market* diidentifikasi sebagai masalah atau *trend* (kecenderungan) yang tidak sesuai standar keberterimaan.
- 7.4 Perubahan nama distributor pada Surat Keterangan hasil uji pemastian mutu alat dan/atau BHP
- 7.4.1 Persyaratan perubahan surat keterangan hasil uji pemastian mutu
 - 7.4.1.1. Pemohon melengkapi dokumen:

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU ALAT DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)		Halaman : 9 dari 16 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 005 Tanggal berlaku : 27 Feb 2026 Tanggal kaji ulang : 27 Feb 2028
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

- 7.4.1.1.1. Izin edar Alat Kesehatan Luar Negeri (AKL)/Alat Kesehatan Dalam Negeri (AKD) terbaru
- 7.4.1.1.2. Surat penunjukan sebagai distributor dari perusahaan (*manufacture/principal*)
- 7.4.1.1.3. Data populasi penggunaan alat dan atau BHP di lingkungan UDD PMI
- 7.4.1.1.4. Izin Distribusi Alat Kesehatan (IDAK)
- 7.4.1.1.5. Sertifikat terkait dari badan nasional dan internasional
- 7.4.1.1.6. Hasil uji kualitas produk dari pabrik (*Kit insert*)
- 7.4.1.1.7. Buku manual operasional alat dan/atau BHP
- 7.4.1.1.8. Sertifikat terkait dari badan internasional (ISO, CE MARK, dll)
- 7.4.1.1.9. Dokumen Kualifikasi Instalasi (KI), Kualifikasi Operasional (KO), dan Kualifikasi Kinerja (KK) dari *manufacture/principal* alat sebagai dokumen uji kualifikasi.

MASTER

Salinan No :

7.5 Post Market

- 7.5.1 Lakukan post market terhadap alat dan/atau BHP oleh Sub Bidang Pengawasan Mutu (penguji) ketika masa aktif surat keterangan uji pemastian mutu masih berlaku (< 3 tahun) dilakukan minimal 1 kali
- 7.5.2 Pilih instansi (UDD PMI) diutamakan yang sudah tersertifikasi CPOB menjadi tempat pengujian *post market* alat dan/atau BHP berdasarkan daftar populasi alat dan/atau BHP terkait
- 7.5.3 Kirim surat permohonan izin terhadap instansi yang terpilih untuk melakukan pengujian *post market*
- 7.5.4 Setujui dan menjawab surat permohonan izin sebagai tempat pengujian *post market* oleh instansi terpilih kepada Kepala Sub Bidang Pengawasan Mutu
- 7.5.5 Kemas dan pengiriman sampel *post market*
- 7.5.6 Lakukan pengujian *post market* sesuai protokol alat dan/atau BHP terkait
- 7.5.7 Lakukan pencatatan dan dokumentasi hasil pemeriksaan *post market*
- 7.5.8 Lakukan analisa hasil pemeriksaan *post market* oleh Staf Sub Bidang Pengawasan Mutu
- 7.5.9 Buat laporan hasil pemeriksaan *post market*
- 7.5.10 Lakukan pengecekan dan menyetujui laporan hasil *post market* dan oleh Kepala sub bidang pengawasan mutu dan melaporkannya kepada Manager Kualitas
- 7.5.11 Setujui laporan hasil *post market* oleh Manager Kualitas dan melaporkannya kepada Kepala UDD Pusat PMI

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU ALAT DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)		Halaman : 10 dari 16 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 005 Tanggal berlaku : 27 Feb 2026 Tanggal kaji ulang : 27 Feb 2028
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

7.5.12 Sahkan laporan hasil *post market* oleh Kepala UDD Pusat PMI, kemudian diberikan kembali kepada Kepala Sub Bidang Pengawasan Mutu untuk dijadikan arsip

8. Lampiran

- 8. 1 Persyaratan uji pemastian mutu alat dan/atau bahan habis pakai (BHP) No. UDDP-PM-L4-001
- 8. 2 Tata tertib uji pemastian mutu alat dan/atau bahan habis pakai (BHP) No. UDDP-PM-L4-002
- 8. 3 Formulir persetujuan uji pemastian mutu alat dan/atau bahan habis pakai (BHP) No. UDDP-PM-L4-003
- 8. 4 Berita acara serah terima dokumen hasil uji pemastian mutu alat dan/atau bahan habis pakai (BHP) No. UDDP-PM-L4-004
- 8. 5 *Timeline* uji pemastian mutu alat dan atau bahan habis pakai (BHP) No. UDDP-PM-L4-006

9. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Kesimpulan
001	22 Juli 2020	PMK No. 91 Tahun 2015 & Perka 10 Tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB	Dokumen baru
002	22 Juli 2022	PMK No. 91 Tahun 2015 & Perka 10 Tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB	Revisi 2 ▪ Penambahan PKS ▪ Perubahan alur evaluasi ▪ Penambahan lampiran
003	15 Januari 2024	▪ PMK No. 91 Tahun 2015 Tentang Standar pelayanan Darah ▪ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Standar Cara Pembuatan Obat Yang Baik di Unit Pengelola Darah Dan Bank Plasma	Revisi 3 ▪ Perubahan pengujian pemastian mutu ulang

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU ALAT DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)		Halaman : 11 dari 16 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 005 Tanggal berlaku : 27 Feb 2026 Tanggal kaji ulang : 27 Feb 2028
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

Nomor Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Kesimpulan
004	29 Juli 2025	- PMK No. 91 Tahun 2015 Tentang Standar pelayanan Darah - Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Standar Cara Pembuatan Obat Yang Baik di Unit Pengelola Darah Dan Bank Plasma	Revisi 4 - Perubahan proses pengujian pemastian mutu ulang (re-evaluasi) - Perubahan referensi pada Peraturan BPOM
005	27 Februari 2026	- PMK No. 91 Tahun 2015 Tentang Standar pelayanan Darah - Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Standar Cara Pembuatan Obat Yang Baik di Unit Pengelola Darah Dan Bank Plasma	Revisi 5 - Perubahan proses pengujian pemastian mutu ulang (re-evaluasi) - Perubahan prosedur pengujian pemastian mutu pada perubahan nama distributor pada Surat Keterangan hasil uji pemastian mutu alat dan/atau BHP - Penambahan prosedur <i>post market</i> dan lampiran pendukung

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU ALAT DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)		Halaman : 12 dari 16 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 005 Tanggal berlaku : 27 Feb 2026 Tanggal kaji ulang : 27 Feb 2028
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

Lampiran 8.1 Persyaratan uji pemastian mutu alat dan/atau bahan habis pakai (BHP)

- Melengkapi dokumen-dokumen yang meliputi:
 - Surat pendaftaran alat dari badan milik pemerintah yang berwenang (AKL atau AKD)
 - Izin Distribusi Alat Kesehatan (IDAK)
 - Surat sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dan atau *Good Manufacturing Practice (GMP)* untuk *principle*
 - Surat sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) untuk distributor
 - Sertifikat terkait dari badan internasional
 - Spesifikasi alat dan/atau BHP
 - Hasil uji kualitas produk dari pabrik (*Kit insert*)
 - Buku manual operasional alat dan/atau BHP
 - Dokumen Kualifikasi Instalasi (KI), Kualifikasi Operasional (KO), dan Kualifikasi Kinerja (KK) dari pabrik alat sebagai dokumen uji kualifikasi.
 - Populasi data penggunaan alat dan/atau BHP (lokal/internasional).
- Melengkapi pembayaran pemastian mutu yang besarnya akan diinformasikan kemudian.
- Pemohon (distributor/perusahaan) mengutus 1 (satu) orang petugas teknis atau petugas aplikasi untuk mendampingi proses pemastian mutu (untukantisipasi bila terjadi kerusakan pada alat).
- Apabila terjadi kerusakan pada alat harus segera ditindaklanjuti dalam waktu 1 (satu) minggu dan harus segera dilakukan perbaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah kerusakan.
- Apabila ada kegagalan produk terkait alat dan/atau BHP yang digunakan untuk pemastian mutu maka segera melakukan penarikan dengan menyertakan surat keterangan dari pabrik dan menggantinya.
- Apabila terjadi kegagalan pemeriksaan pemastian mutu, BHP menjadi tanggungan pemohon (distributor/ perusahaan).
- Apabila proses pemastian mutu telah selesai maka pemohon wajib melakukan penarikan alat maksimal 1 (satu) bulan terhitung tanggal surat keterangan hasil dikeluarkan.
- Alat dan/atau BHP yang dinyatakan lulus uji pemastian mutu akan mendapatkan Surat Keterangan Pemastian mutu dari UDD Pusat PMI yang masa berlakunya tiga (3) tahun.
- Apabila surat keterangan hasil uji pemastian mutu telah habis masa berlakunya (3 tahun), pemohon wajib melakukan permohonan uji pemastian mutu ulang.
- Apabila terdapat perubahan pada spesifikasi alat, komposisi reagen, dan/atau parameter pengoperasiannya pemohon wajib menginformasikan ke UDD Pusat PMI.
- UDD Pusat PMI akan melakukan monitoring terkait alat dan/atau BHP yang telah dilakukan pemastian mutu kepada UDD di seluruh Indonesia.
- Surat keterangan hasil uji pemastian mutu dari UDD Pusat PMI dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - Perubahan distributor alat dan/atau BHP terkait
 - Surat keterangan hasil uji pemastian mutu telah habis masa berlakunya
- Surat keterangan hasil uji pemastian mutu hanya berlaku di lingkungan UDD PMI, tidak untuk instansi lainnya seperti Unit Pengelola Darah Rumah Sakit (UPD RS) dan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU ALAT DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)		Halaman : 13 dari 16 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 005 Tanggal berlaku : 27 Feb 2026 Tanggal kaji ulang : 27 Feb 2028
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

Lampiran 8.2 Tata tertib uji pemastian mutu alat dan/atau bahan habis pakai (BHP)

A. Hal-hal yang harus ditaati oleh tim pemohon (distributor/perusahaan)

1. Mentaati segala persyaratan untuk instalasi alat sesuai aturan UDD Pusat PMI
2. Melengkapi pembayaran sesuai dengan RAB dan sebelum proses uji pemastian mutu dimulai
3. Menyediakan dokumen kualifikasi instalasi dan operasional
4. Pada proses uji pemastian mutu pemohon tidak diperkenankan masuk kedalam laboratorium pemastian mutu tanpa seizin petugas Sub Bidang Pengawasan Mutu (UDD Pusat PMI)
5. Selama proses uji pemastian mutu berlangsung pemohon tidak diperkenankan untuk bertanya tentang hasil pemeriksaan uji pemastian mutu
6. Tidak memaksa petugas UDD Pusat PMI untuk mempercepat waktu pemastian mutu (mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh UDD Pusat PMI)
7. Tidak mengajukan penghentian proses uji pemastian mutu yang sedang berjalan
8. Mengikuti serta menyepakati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam proses uji pemastian mutu di UDD Pusat PMI
9. Melakukan *uninstall* alat setelah proses uji pemastian mutu selesai

B. Hal-hal yang harus ditaati oleh tim pelaksana (UDD Pusat PMI)

1. Melaksanakan uji pemastian mutu tepat pada waktunya
2. Mengikuti Standar Prosedur Operasional (SPO) dan protokol uji pemastian mutu terkait
3. Menyediakan dokumen protokol uji pemastian mutu
4. Mengikuti tata tertib laboratorium
5. Tidak memberikan informasi apapun terkait hasil uji pemastian mutu saat proses berlangsung
6. Memberitahu segera kepada petugas teknis atau aplikasi dari pemohon yang mendampingi petugas di UDD Pusat PMI apabila terjadi *troubleshooting* pada alat
7. Mendokumentasikan uji pemastian mutu alat dan/atau BHP terkait



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU ALAT DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)		Halaman : 14 dari 16 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 005 Tanggal berlaku : 27 Feb 2026 Tanggal kaji ulang : 27 Feb 2028
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

Lampiran 8.3 Formulir persetujuan uji pemastian mutu alat dan/atau BHP

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 No. Telp. Kantor :
 No. Kontak Personal :

Nama dan Jenis Peralatan dan/atau Bahan habis Pakai (BHP):
 (Wajib diisi dan dilengkapi dengan Brosur alat dan/atau BHP)

MASTER

Setelah membaca surat persyaratan mengenai uji pemastian mutu peralatan dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP) oleh Sub. Bidang Pengawasan Mutu UDD Pusat PMI, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Menyetujui persyaratan yang diberlakukan untuk pemastian mutu alat.
2. Menyetujui untuk mengikuti peraturan tata tertib yang ditetapkan UDD Pusat PMI selama pelaksanaan pemastian mutu berlangsung.
3. Menyetujui anggaran biaya pemastian mutu yang telah ditetapkan oleh UDD Pusat PMI
4. Menyutujui dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan pada alat dan/atau BHP yang diakibatkan oleh proses pengiriman, instalasi, *maintenance*, dan *force majeure* (penjarahan, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya)
5. Tidak akan mengajukan penghentian proses uji pemastian mutu yang sedang berjalan.

*) Formulir wajib dikembalikan ke UDD Pusat PMI (Sub Bidang Pengawasan Mutu), setelah memahami dan menyetujui perjanjian kerjasama sebelum proses Pemastian Mutu dilaksanakan.

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

Jakarta, 202.

Materai 10000

Nama: _____

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU ALAT DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)		Halaman : 15 dari 16 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 005 Tanggal berlaku : 27 Feb 2026 Tanggal kaji ulang : 27 Feb 2028
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

Lampiran 8.4 Berita acara serah terima dokumen hasil uji pemastian mutu alat dan/atau BHP

BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN


Pada hari ini _____ tanggal ____ bulan _____ tahun ____ bertempat di Unit Donor Darah Pusat - Palang Merah Indonesia (UDDP PMI), masing-masing pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : _____
 Jabatan : _____
 Instansi : _____

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- Nama : _____
 Jabatan : _____
 Instansi : _____

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa :

- _____ jumlah : ____ lembar/berkas*
- _____ jumlah : ____ lembar/berkas*
- _____ jumlah : ____ lembar/berkas*
- _____ jumlah : ____ lembar/berkas*
- _____ jumlah : ____ lembar/berkas*

Demikian Berita Acara Serah Terima Dokumen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

*coret yang tidak perlu

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat PMI	SPO UJI PEMASTIAN MUTU ALAT DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)		Halaman : 16 dari 16 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 005 Tanggal berlaku : 27 Feb 2026 Tanggal kaji ulang : 27 Feb 2026
	Manajemen Kualitas	Sub.Bidang Pengawasan Mutu	

Lampiran 8.5 Timeline uji pemastian mutu alat dan/atau BHP

No.	Nama Alat dan/atau BHP	Pemohon	TIMELINE UJI PEMASTIAN MUTU TAHUN												Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	

Disusun

Disetujui

Disahkan

(.....)

(.....)

(.....)